

SINCE 1889



Yamato

ПРАЙС-ЛИСТ 2026


ЯПОНСКОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SINCE 1889



Yamato

Yamato Scientific



СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



DX - сушильный шкаф с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DX - суш шкаф с естественной конв	-	DX-312C	28 л	от 5°C до 300°C, +-1°C	23,0	\$2 300
DX - суш шкаф с естественной конв	-	DX-412C	74 л	от 5°C до 300°C, +-1°C	38,0	\$2 700
DX - суш шкаф с естественной конв	-	DX-612C	153 л	от 5°C до 280°C, +-1°C	56,0	\$3 200
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	212801	ONS30	DX3xx			\$770
Подставка	212802	ONS60	DX4xx/DX6xx			\$800
Подставка для штабелирования	212803	ODK80	DX3xx			\$730
Подставка для штабелирования	212804	ODK82	DX4xx			\$730
Подставка для штабелирования	212805	ODK84	DX6xx			\$730
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212068	-	DX3xx			\$160
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212095	-	DX4xx			\$180
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DX6xx			\$240
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281009	-	DX3xx/DX4xx/DX6xx			\$240
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281010	-	DX3xx/DX4xx/DX6xx			\$310
Антивибрационная опора EPM-08	851352	-	для серии DX			\$350
Антивибрационная опора EPM-05	851351	-	для серии DX			\$65

DS - сушильный шкаф с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DS - суш шкаф с естественной конв	212905	DS-411	99 л	от 5°C до 260°C, +-1°C	51,0	\$5 740
DS - суш шкаф с естественной конв	212907	DS-611	162 л	от 5°C до 260°C, +-1°C	64,0	\$6 650
Включенные аксессуары	Полка из перф нерж стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	211856	ON61	DS4xx/DS6xx			\$830
Подставка	212348	OT42	DS4xx/DS6xx			\$880
Подставка	212349	OT62	DS4xx/DS6xx			\$995
Подставка для штабелирования	212822	OD40	DS4xx/DS6xx			\$660
Подставка для штабелирования	212823	OD60	DS4xx/DS6xx			\$660
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	ODN20	DS4xx/DS6xx			\$210
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	ODN22	DS4xx/DS6xx			\$240
Набор адаптеров для внешней связи	211880	OIN90	DS4xx/DS6xx			\$1 470
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	ODK32	DS4xx/DS6xx			\$240
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	ODK34	DS4xx/DS6xx			\$320
Терминал внешней связи (RS485)	212981	ODS16	DS4xx/DS6xx			\$630
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	212982	ODS18	DS4xx/DS6xx			\$630
Терминал внешнего сигнала	212983	ODS22	DS4xx/DS6xx			\$775
Выходной терминал	212984	ODS24	DS4xx/DS6xx			\$775



Клемма выхода рабочего сигнала	212985	ODS26	DS4xx/DS6xx	\$775
Выходной терминал	212986	ODS28	DS4xx/DS6xx	\$775
FORWARD	281501	-	для серии DS	\$1 040
для DS410, 200V	212467	-	для серии DS	\$750
для DS400/410, OD40	212822	-	для серии DS	\$660
для DS600, 100V	212468	-	для серии DS	\$790
для DS610, 200V	212469	-	для серии DS	\$790
для DS600/610, OD60	212823	-	для серии DS	\$660

DVS - сушильный шкаф с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DVS - суш шкаф с естественной конв	-	DVS-412C	99 л	от 5°C до 260°C, +-1°C	48,0	\$3 200
DVS - суш шкаф с естественной конв	-	DVS-612C	162 л	от 5°C до 260°C, +-1°C	63,0	\$3 800
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 150
Подставка	211856	ON61	DVS4xx/DVS6xx			\$805
Подставка для штабелирования	212822	OD40	DVS4xx			\$640
Подставка для штабелирования	212823	OD60	DVS6xx			\$640
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DVS4xx			\$210
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DVS6xx			\$240
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281131	-	DVS4xx/DVS6xx			\$240
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281132	-	DVS4xx/DVS6xx			\$310
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281133	-	DVS4xx/DVS6xx			\$295
Клемма внешн сигнала тревоги/выходная	281134	-	DVS4xx/DVS6xx			\$615
Порт RS 485	281135	-	DVS4xx/DVS6xx			\$615
Внешн адаптер (заменяемый на RS232C)	281136	-	DVS4xx/DVS6xx			\$1 815
Антивибрац материал с опорой EPM-08	851352	-	DVS4xx/DVS6xx			\$350
Антивибрац материал без опоры EPM-05	851351	-	DVS4xx/DVS6xx			\$65

DXS - сушильный шкаф с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DXS - суш шкаф с естественной конв	212915	DXS-200	20 л	от 10°C до 210°C, +-1°C	20,0	\$4 540
DXS - суш шкаф с естественной конв	212916	DXS-300	55 л	от 10°C до 210°C, +-1°C	30,0	\$4 730
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	211188	-	DXS2xx/DXS3xx			\$530
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211189	-	DXS2xx/DXS3xx			\$125
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211190	-	DXS2xx/DXS3xx			\$135

DY - сушильный шкаф с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DY- суш шкаф с естественной конв	212010	DY-300	28 л	от 5°C до 280°C, +-1°C	23,0	\$2 700
DY- суш шкаф с естественной конв	212011	DY-400	74 л	от 5°C до 280°C, +-1°C	38,0	\$3 200
DY- суш шкаф с естественной конв	212014	DY-600	153 л	от 5°C до 280°C, +-1°C	56,0	\$3 900
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	212801	ONS30	DY3xx			\$770
Подставка	212802	ONS60	DY4xx/DY6xx			\$805
Подставка для штабелирования	212803	ODK80	DY3xx			\$730
Подставка для штабелирования	212804	ODK82	DY4xx			\$730
Подставка для штабелирования	212805	ODK84	DY6xx			\$730



Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212068	-	DY3xx	\$160
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212095	-	DY4xx	\$185
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DY6xx	\$235

DG - сушильный шкаф с естественной конвекцией для сушки инструментов и лаб посуды

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DG - суш шкаф с естеств конв для инстр	-	DG-410C	92 л	от 5°C до 70°C	45,0	\$4 260
DG - суш шкаф с естеств конв для инстр	-	DG-450C	92 л	от 5°C до 70°C	45,0	\$4 370
DG - суш шкаф с естеств конв для инстр	-	DG-810C	445 л	от 5°C до 70°C	95,0	\$8 550
DG - суш шкаф с естеств конв для инстр	-	DG-850C	445 л	от 5°C до 70°C	98,0	\$10 600
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DG4xx		\$210	
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211854	-	DG8xx		\$240	

DR - сушильный шкаф с естественной конвекцией высокотемпературный

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DR- суш шкаф с естеств конв высокотемп	-	DR-210C	13,75	от 300°C до 700°C, +-5°C	36,0	\$11 440
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для DR-2xx			\$1 200
Подставка	212802	ONS60	для DR-2xx			\$805
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212808	-	для DR-2xx			\$190
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281156	-	для DR-2xx			\$615
Клемма внешн сигнала тревоги/выходная	281157	-	для DR-2xx			\$615
Порт RS 485	281158	-	для DR-2xx			\$615
Внешн адаптер (заменяемый на RS232C)	281159	-	для DR-2xx			\$1 815
Антивибрац материал с опорой EPM-08	851352	-	для серии DR			\$350
Антивибрац материал без опоры EPM-05	851351	-	для серии DR			\$65

DKL - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DKL - суш шкаф с принудит конв	-	DKL-310C	27 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	35,0	\$2 670
DKL - суш шкаф с принудит конв	-	DKL-410C	90 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	50,0	\$2 850
DKL - суш шкаф с принудит конв	-	DKL-610C	150 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	65,0	\$3 650
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка для штабелирования	-	ON30C	DKL3xx			\$1 145
Подставка для штабелирования	-	OD40C	DKL4xx			\$995
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	-	-	DKL3xx			\$250
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	-	-	DKL4xx			\$350
Кабельный порт, диаметр 25 мм	-	-	для серии DKL			\$450
Кабельный порт, диаметр 50 мм	-	-	для серии DKL			\$600

DKM - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DKM - суш шкаф с принудит конв	-	DKM-310C	27 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	35,0	\$2 700
DKM - суш шкаф с принудит конв	-	DKM-410C	90 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	50,0	\$3 100
DKM - суш шкаф с принудит конв	-	DKM-610C	150 л	от 10°C до 260°C, +-1°C	65,0	\$3 550
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120



Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей	\$1 200
Подставка	211180	ON30	DKM3xx	\$960
Подставка	211856	ON61	DKM4xx	\$1 010
Подставка	211856	ON61	DKM6xx	\$1 010
Подставка для штабелирования	212822	OD40	DKM4xx	\$800
Подставка для штабелирования	212823	OD60	DKM6xx	\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212068	-	DKM3xx	\$200
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DKM4xx	\$250
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DKM6xx	\$300
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	-	DKM3xx/DKM4xx/DKM6xx	\$300
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	-	DKM3xx/DKM4xx/DKM6xx	\$385
Антивибрац материал с опорой EPM-08	851352	-	для серии DKM	\$350
Антивибрац материал без опоры EPM-05	851351	-	для серии DKM	\$65

DKN - программируемый сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DKN - программ суш шкаф с принудит конв	-	DKN-312C	27 л	от 10°C до 260°C, +1°C	35,0	\$3 450
DKN - программ суш шкаф с принудит конв	-	DKN-412C	90 л	от 10°C до 260°C, +1°C	50,0	\$3 650
DKN - программ суш шкаф с принудит конв	-	DKN-612C	150 л	от 10°C до 260°C, +1°C	65,0	\$3 900
DKN - программ суш шкаф с принудит конв	-	DKN-812C	300 л	от 10°C до 260°C, +1°C	110,0	\$6 110
DKN - программ суш шкаф с принудит конв	-	DKN-912C	535 л	от 10°C до 210°C, +1°C	190,0	\$12 800
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кронштейны для нее (2 шт. полок для DKN912C)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	211180	ON30	DKN3xx			\$960
Подставка	211856	ON61	DKN4xx/DKN6xx			\$1 010
Подставка для штабелирования	212822	OD40	DKN4xx			\$800
Подставка для штабелирования	212823	OD60	DKN6xx			\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212068	-	DKN3xx			\$200
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DKN4xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DKN6xx			\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212490	-	DKN9xx			\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	-	для серии DKN			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	-	для серии DKN			\$385
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281123	-	для серии DKN			\$770
Клемма внеш сигнала тревоги/выходная	281124	-	для серии DKN			\$770
Порт RS 485	281125	-	для серии DKN			\$770
Внешн адаптер (заменяемый на RS232C)	281126	-	для серии DKN			\$2 270
Антивибрац материал с опорой EPM-08	851352	-	для серии DKN			\$350
Антивибрац материал без опоры EPM-05	851351	-	для серии DKN			\$65

DNE - энергосбер сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DNE - программ суш шкаф с принудит конв	212819	DNE-411	90 л	от 20°C до 210°C, +-0.5°C	63,0	\$7 175
DNE - программ суш шкаф с принудит конв	212825	DNE-611	150 л	от 20°C до 210°C, +-0.5°C	77,0	\$8 020
DNE - программ суш шкаф с принудит конв	212826	DNE-811	300 л	от 15°C до 210°C, +-0.5°C	92,0	\$12 810
DNE - программ суш шкаф с принудит конв	212827	DNE-911	540 л	от 15°C до 210°C, +-0.5°C	185,0	\$22 280
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кроншт для нее 2 шт. (для DNE811 - 4 шт, DNE911 - 8 шт)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	211856	ON61	DNE4xx/DNE6xx			\$1 010
Подставка	212348	OT42	DNE4xx/DNE6xx			\$1 060
Подставка	212349	OT62	DNE4xx/DNE6xx			\$1 210
Подставка для штабелирования	212806	ODN26	DNE4xx/DNE6xx			\$915
Подставка для штабелирования	212807	ODN28	DNE4xx/DNE6xx			\$960
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DNE4xx/DNE6xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DNE6xx/DNE8xx			\$290



Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212490	-	DNE9xx	\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281454	ODM36	DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811/DNE911	\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281455	ODM38	DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811/DNE911	\$385
Дополнительный датчик	212946	ODT48	DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811/DNE911	\$515
Заглушка из силиконовой резины	212947	ODT52	DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811/DNE911	\$30
Окно наблюдения	281456	ODM40	DNE401/DNE411	\$1 115
Окно наблюдения	281457	ODM42	DNE601/DNE611	\$1 115
Порт внешний RS485	281442	ODM12	DNE401/DNE411/DNE601/DNE611/DNE811	\$770
Порт внешний RS485	281443	ODM14	DNE911	\$770
Внешн адаптер (заменяемый на RS232C)	211880	OIN90	для серии DNE	\$1 785
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281444	ODM16	DNE4xx/DNE6xx/DNE8xx	\$770
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281445	ODM18	DNE9xx	\$770
Терминал внешнего сигнала	281446	ODM20	DNE4xx/DNE6xx/DNE8xx	\$770
Терминал внешнего сигнала	281447	ODM22	DNE9xx	\$770
Выходной терминал тайм-аута	281448	ODM24	DNE4xx/DNE6xx/DNE8xx	\$930
Выходной терминал тайм-аута	281449	ODM26	DNE9xx	\$930
Выходной терминал рабочего сигнала	281450	ODM28	DNE4xx/DNE6xx/DNE8xx	\$930
Выходной терминал рабочего сигнала	281451	ODM30	DNE9xx	\$930
Клемма выхода тревоги по событию (4 т)	281452	ODM32	DNE4xx/DNE6xx/DNE8xx	\$930
Клемма выхода тревоги по событию (4 т)	281453	ODM34	DNE9xx	\$930
Внешн адаптер-переходник RS485-RS232C	281126	-	для серии DNE	\$2 270
ПО FORWARD	281501	-	для серии DNE	\$1 260
Перф полка / штифт для полки	212266	-	для серии DNE	\$290
Гибридный рекордер RM	281017	-	для серии DNE	\$3 795
Видеорегистратор PHR	281019	-	для серии DNE	\$7 315
Датчик Т-термопары д/регистраора 2м(+серт калбр)	281555	-	для серии DNE	\$1 370
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281020	-	для серии DNE	\$260
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281021	-	для серии DNE	\$310
Дверь правая откр типа для DNE400 / 410	281022	-	для серии DNE	\$770
Дверь правая откр типа для DNE600 / 610	281023	-	для серии DNE	\$770
Дверь правая открытого типа для DNE810	281024	-	для серии DNE	\$1 010
Терминал инд выхода тревоги (4 точки)	281032	-	для серии DNE	\$2 515
Терминал контроля температуры образца (max 3шт)	281033	-	для серии DNE	\$400
Датчик контроля образца (К-термопара)	281034	-	для серии DNE	\$510
Изменяемая функция скорости воздуха	281036	-	для серии DNE	\$1 775

DNF - энергосберегательный сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DNF - программ суш шкаф с принудит конв	212834	DNF-411	90 л	принуд :от 15°C до 260°C, +0.3°C	75,0	\$9 250
DNF - программ суш шкаф с принудит конв	212868	DNF-611	150 л	принуд :от 15°C до 260°C, +0.3°C	90,0	\$10 430
DNF - программ суш шкаф с принудит конв	212869	DNF-811	300 л	принуд :от 15°C до 260°C, +0.3°C	135,0	\$15 635
DNF - программ суш шкаф с принудит конв	212879	DNF-911	540 л	принуд :от 15°C до 260°C, +0.3°C	210,0	\$25 800
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кроншт для нее 2 шт. (для DNF811 - 4 шт, DNF911 - 8 шт)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	211856	ON61	DNF4xx/DNF6xx			\$1 010
Подставка	212348	OT42	DNF4xx			\$1 060
Подставка	212349	OT62	DNF6xx			\$1 210
Подставка для штабелирования	212806	ODN26	DNF4xx			\$915
Подставка для штабелирования	212807	ODN28	DNF6xx			\$960
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	DNF4xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	DNF6xx/DNF8xx			\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212490	-	DNF9xx			\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281454	ODM36	DNF6xx/DNF8xx/DNF9xx			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281455	ODM38	DNF6xx/DNF8xx/DNF9xx			\$385
Порт внешний RS485	281464	ODM56	DNF4xx/DNF8xx			\$770
Порт внешний RS485	281465	ODM58	DNF6xx/DNF9xx			\$770
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	для серии DNF			\$1 780
Аварийный сигнал	281466	ODM60	DNF4xx/DNF8xx			\$770



Аварийный сигнал	281467	ODM62	DNF6xx/DNF9xx	\$770
Выходной терминал	281468	ODM64	DNF4xx/DNF8xx	\$770
Выходной терминал	281469	ODM66	DNF6xx/DNF9xx	\$770
Клемма выхода рабочего сигнала	281470	ODM68	DNF4xx/DNF8xx	\$770
Клемма выхода рабочего сигнала	281471	ODM70	DNF6xx/DNF9xx	\$770
Терминал вывода событий	281472	ODM72	DNF4xx/DNF8xx	\$770
Терминал вывода событий	281473	ODM74	DNF6xx/DNF9xx	\$770
Дополнительный датчик (датчик оболочки)	212946	ODT48	для серии DNF	\$515
Силикон заглушка (с одним отверстием)	212947	ODT52	для серии DNF	\$30
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	281571	YHR150	для серии DNF	\$4 115
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	281570	YHR250	для серии DNF	\$5 030
Кабель запис устр-ва (YHR150/250)+ф-ция внешсвязи	281474	ODM76	для серии DNF	\$110
Выходн канал (д. 50 мм с выходн фланцем)	281460	ODM48	DNF4xx	\$1 210
Выходн канал (д. 50 мм с выходн фланцем)	281461	ODM50	DNF6xx	\$1 210
Выходн канал (д. 50 мм с выходн фланцем)	281462	ODM52	DNF8xx	\$1 520
Выходн канал (д. 50 мм с выходн фланцем)	281463	ODM54	DNF9xx	\$3 020
Дверь правая откр типа для DNF400/410	281039	-	для серии DNF	\$770
Дверь правая откр типа для DNF600/610	281040	-	для серии DNF	\$770
Дверь правая открытого типа для DNF810	281041	-	для серии DNF	\$1 010
Терминал вывода температуры	281044	-	для серии DNF	\$400
Терминал внешнего сигнала	281045	-	для серии DNF	\$400
Терминал инд выхода тревоги (4 точки)	281047	-	для серии DNF	\$2 515
Терминал контроля температуры образца (max 3 шт)	281048	-	для серии DNF	\$400
Датчик контроля образца (К-термопара)	281049	-	для серии DNF	\$510
Фланец выхлопн патрубк (DNF910 -нужно 2 шт.)	281050	-	для серии DNF	\$80

DKG -сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DKG - программ суш шкаф с принудит конв	212884	DKG-611	150 л	от 30°C до 260°C, +-0.5°C	110,0	\$9 360
DKG - программ суш шкаф с принудит конв	212885	DKG-611V	150 л	от 30°C до 260°C, +-0.5°C	110,0	\$9 700
DKG - программ суш шкаф с принудит конв	212888	DKG-811	300 л	от 30°C до 260°C, +-0.5°C	155,0	\$14 200
DKG - программ суш шкаф с принудит конв	212889	DKG-811V	300 л	от 30°C до 260°C, +-0.5°C	155,0	\$14 800
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кроншт для нее 2 шт. (для DKG811 - 4 шт)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	281540	ON62	DKG6xx			\$915
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	для серии DKG			\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281558	-	для серии DKG			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281559	-	для серии DKG			\$385
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281560	-	для серии DKG			\$770
Порт внешний RS485	281562	-	для серии DKG			\$770
Внешний адаптер (заменяемый на RS232C)	281563	-	для серии DKG			\$2 270
Независимое устр-во контроля перегрева	281564	-	для серии DKG			\$800
Автоматическая задвижка	281565	-	для серии DKG			\$3 200
Терминал внеш сигн/Терминал тайм-аута (выбор) *	281561	-	для серии DKG			\$770

DN-H - Высокотемпературный сушильный шкаф с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DN-H - суш шкаф с принудит конв	-	DN-410HC	95 л	от 10°C до 360°C, +-0.2°C	90,0	\$8 800
DN-H - суш шкаф с принудит конв	-	DN-610HC	223 л	от 10°C до 360°C, +-0.2°C	130,0	\$10 500
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	212477	ON41	DN4xx			\$1 010
Подставка	212478	ON61	DN6xx			\$1 145
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211063	ODQ10	DN4xx			\$240
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211064	ODQ20	DN6xx			\$290



Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211098	ODQ30	DN4xx	\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211099	ODQ40	DN6xx	\$310
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DN4xx/DN6xx	\$1 785
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281056	ODH12	DN4xx/DN6xx	\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281057	ODH14	DN4xx/DN6xx	\$385
Терминал внешней связи	212975	ODH16	DN4xx/DN6xx	\$770
Терминал вывода температуры	212976	ODH18	DN4xx/DN6xx	\$770
Клемма выхода внешнего сигнала	212977	ODH22	DN4xx/DN6xx	\$930
Выходной терминал по времени	212978	ODH24	DN4xx/DN6xx	\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	212979	ODH26	DN4xx/DN6xx	\$930
Терминал выхода	212980	ODH28	DN4xx/DN6xx	\$930
ПО FORWARD	281501	-	для серий DN...H/I	\$1 260

DF - программируемый сушильный шкаф с принудительной конвекцией FINE

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DF-411C	91 л	от 15°C до 260°C, +-0.1°C	112,0	\$8 600
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DF-611C	216 л	от 15°C до 260°C, +-0.1°C	156,0	\$9 050
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DF-811C	512 л	от 15°C до 200°C, +-0.2°C	65,0	\$18 800
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DF-1011C	1000 л	от 15°C до 200°C, +-0.2°C	110,0	\$23 800
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211764	DF-412Sвзрв	91 л	от 10°C до 260°C	112,0	\$12 100
DF - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211765	DF-612Sвзрв	216 л	от 10°C до 260°C	156,0	\$13 300
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кронштейны для нее (3 шт. полок для DF8xx/10xx)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка (без роликов)	415464	OP43	DF4xx/DH4xx			\$900
Подставка (без роликов)	415465	OP63	DF6xx/DH6xx			\$1 010
Подставка (с передним колесом+стопор)	415466	OP46	DF4xx/DH4xx			\$1 410
Подставка (с передним колесом+стопор)	415467	OP66	DF6xx/DH6xx			\$1 515
Подставка для штабелирования	213700	ODF48	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$115
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211063	-	DF4xx/DH4xx			\$240
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211064	-	DF6xx/DH6xx			\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211098	-	DF4xx/DH4xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211099	-	DF6xx/DH6xx			\$310
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212924	ODT12	DF4xx/DH4xx			\$640
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212925	ODT14	DF6xx/DH6xx			\$730
Окно наблюдения (только для DF)	213701	ODF50	DF4xx			\$1 010
Окно наблюдения (только для DF)	213702	ODF52	DF6xx			\$1 010
Автом.демпфер 5 шаг: 5% -25% -50% -75% -100%	213706	ODF60	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$3 020
Канал вывода (д 80 мм)	213703	ODF54	DF4xx/DH4xx			\$1 010
Канал вывода (д 80 мм)	213704	ODF56	DF6xx/DH6xx			\$1 010
Фланец для выхлопного патрубка	281069	ODF46	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$110
Выключатель аварийной остановки	213708	ODF64	DF4xx/DH4xx			\$970
Выключатель аварийной остановки	213709	ODF66	DF6xx/DH6xx			\$970
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	213707	ODF62	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$5 760
Шнур питания, 8м.	213710	ODF68	DF4xx/DH4xx			\$600
Шнур питания, 8м.	213711	ODF70	DF6xx/DH6xx			\$600
Порт RS485	213712	ODF72	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$770
Набор внешних адаптеров	211880	OIN90	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$1 785
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	213713	ODF74	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$770
Отображение аварийного сигнала	213714	ODF76	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$770
Выходной терминал	213715	ODF78	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	213716	ODF80	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$930
Терминал выхода	213717	ODF82	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$930
Дополнительный датчик (термопара К)	212946	ODT48	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$510
Силикон штекер (с 1м отверстием, для DF)	212947	ODT52	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$30
Кабельный порт, диаметр 25 мм (сверху)	213718	ODF84	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм (сверху)	213719	ODF86	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$385
Кабельный порт, диаметр 25 мм (сзади)	213720	ODF88	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм (сзади)	213721	ODF90	DF4xx/DF6xx/DH4xx/DH6xx			\$385




Изменяемая функция скорости воздуха	281060	-	для серии DF/DH	\$1 390
Функция ручн включения после откл ЭЭ	281066	-	для серии DF/DH	\$1 060
Изменяемая функция скорости воздуха	281071	-	для серии DF/DH	\$1 390
Разъем питания	281074	-	для серии DF/DH	\$460

DN- программируемый сушильный шкаф с принудительной конвекцией FINE

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DH-411C	91 л	от 15°C до 360°C, +-0.2°C	112,0	\$9 900
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DH-611C	216 л	от 15°C до 360°C, +-0.2°C	156,0	\$10 500
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DH-811C	512 л	от 15°C до 300°C, +-0.3°C	350,0	\$20 900
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	-	DH-1011C	1000 л	от 15°C до 300°C, +-0.3°C	450,0	\$28 000
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211766	DH-412Sвзрв	91 л	от 10°C до 360°C	112,0	\$13 100
DH - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211767	DH-612Sвзрв	216 л	от 10°C до 360°C	156,0	\$14 500
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кронштейны для нее (3 шт. полок для DN8xx/10xx)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
см.аксессуары и опции серии DF						

DFS/DHS - программируемый сушильный шкаф с принудительной конвекцией FINE

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DFS - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211249	DFS-710	418 л	от 15°C до 260°C, +-0.2°C	175,0	\$13 370
DFS - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211250	DFS-810	558 л	от 15°C до 260°C, +-0.2°C	190,0	\$16 300
DHS - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211251	DHS-710	418 л	от 15°C до 360°C, +-0.3°C	175,0	\$16 000
DHS - программ суш шкаф с принудит конв FINE	211252	DHS-810	558 л	от 15°C до 360°C, +-0.3°C	190,0	\$17 800
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее - 2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211064	-	Для серий DFS/DHS			\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211099	-	Для серий DFS/DHS			\$310
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212925	ODT14	Для серий DFS/DHS			\$730
Автоматическая заслонка	212987	ODH32	Для серий DFS/DHS			\$2 790
Канал выпуска (диаметр 80 мм)	212988	ODH34	Для серий DFS/DHS			\$1 010
Выключатель аварийной остановки	212989	ODH36	DFS7xx			\$800
Выключатель аварийной остановки	212970	ODH62	DFS8xx/DHS7xx			\$800
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	212990	ODH38	Для серий DFS/DHS			\$7 680
Шнур питания (10 м. / Шт.)	212991	ODH42	Для серий DFS/DHS			\$640
Шнур питания (10 м. / Шт.)	212992	ODH58	DFS7xx			\$640
Порт RS485	212993	ODH44	Для серий DFS/DHS			\$770
Внешн адаптер (заменяемый на USB)	211880	OIN90	Для серий DFS/DHS			\$1 780
Терминал вывода температуры	212994	ODH46	Для серий DFS/DHS			\$770
Терминал внешнего сигнала	212995	ODH48	Для серий DFS/DHS			\$770
Выходной терминал	212996	ODH52	Для серий DFS/DHS			\$930
Отображение аварийного сигнала	212997	ODH54	Для серий DFS/DHS			\$930
Терминал выхода	212998	ODH56	Для серий DFS/DHS			\$930
Дополнительный датчик (термопара K)	212946	ODT48	Для серий DFS/DHS			\$510
Силикон заглушка (с одним отверстием)	212947	ODT52	Для серий DFS/DHS			\$30
Выхлопной фланец	281087	ODF46	Для серий DFS/DHS			\$110
Кабельный порт, д 25 мм	212972	ODH66	Для серий DFS/DHS			\$290
Кабельный порт, д 50 мм	212973	ODH68	Для серий DFS/DHS			\$385
Кабельный порт, д 100 мм	212974	ODH72	Для серий DFS/DHS			\$800
Блок подачи N2(+расх-мер, трубн фитинг 1/4дюйма)	281079	-	Для серий DFS/DHS			\$2 380
Аналоговый регистратор, 1 точка	281089	-	Для серий DFS/DHS			\$5 680
ПО FORWARD	281501	-	Для серий DFS/DHS			\$1 260
Окно наблюдения (только для DFS)	281077	-	Для серий DFS/DHS			\$1 010
Окно наблюдения (только для DFS)	281078	-	Для серий DFS/DHS			\$1 115
Вилка питания (кроме DFS82, DHS72 / 82)	281092	-	Для серий DFS/DHS			\$460
Функция ручн включения после отключ ЭЭ	281082	-	Для серий DFS/DHS			\$800



ADP/DP - вакуумный сушильный шкаф

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
ADP - Вакуумный сушильный шкаф	-	ADP-210C	10 л	от 40°C до 240°C, +-1.5°C	30,0	\$4 500
ADP - Вакуумный сушильный шкаф	-	ADP-310C	27 л	от 40°C до 240°C, +-1.5°C	55,0	\$5 600
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-23C	10 л	от 40°C до 240°C, +-1.5°C	45,0	\$6 700
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-33C	27 л	от 40°C до 240°C, +-1.5°C	72,0	\$9 200
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-43C	91 л	от 40°C до 200°C, +-1°C	190,0	\$13 700
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-63C	216 л	от 40°C до 200°C, +-1°C	290,0	\$18 200
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-83C	512 л	от 40°C до 200°C, +-1°C	450,0	\$44 000
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-103C	1000л	от 40°C до 200°C, +-1°C	1 000,0	\$52 700
DP - Вакуумный сушильный шкаф автомат	212160	DP-610P	216 л	от 40°C до 200°C, +-1.5°C	310,0	\$33 085
DP - Вакуумный сушильный шкаф	-	DP-610HP	216 л	от 40°C до 200°C, +-1.5°C	310,0	\$157 370
Включенные аксессуары	Алюм перфор полки - DP-200-2шт,DP-300-3 шт,DP-43/63-2шт,83-2 шт					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212134	-	DP2xx			\$160
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212162	-	DP3xx			\$240
Подставка	212079	ONS10	DP2xx/DP3xx			\$915
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DP2xx/DP3xx			\$1 785
Датчик оболочки (500 мм)	281601	ODP36	DP2xx/DP3xx			\$1 145
Датчик оболочки (1500 мм)	281602	ODP38	DP2xx/DP3xx			\$1 325
Порт RS485	281603	ODP24	DP2xx/DP3xx			\$770
Терминал аналогового выхода (4-20 мА)	281604	ODP26	DP2xx/DP3xx			\$770
Клемма выхода внешнего сигнала тревоги	281605	ODP28	DP2xx/DP3xx			\$770
Выходной терминал с таймером	281606	ODP32	DP2xx/DP3xx			\$930
Цифровой индикатор вакуума	281607	ODP34	DP2xx/DP3xx			\$1 050
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212192	-	DP4xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212193	-	DP6xx			\$385
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DP4xx/DP6xx			\$1 780
Датчик оболочки (500 мм)	281601	ODP36	DP4xx/DP6xx			\$1 145
Датчик оболочки (1500 мм)	281602	ODP38	DP4xx/DP6xx			\$1 325
Терминал внешней связи (RS485)	281608	ODP42	DP4xx/DP6xx			\$770
Терминал аналогового выхода (4-20 мА)	281609	ODP44	DP4xx/DP6xx			\$770
Клемма выхода внешнего сигнала тревоги	281610	ODP46	DP4xx/DP6xx			\$770
Выходной терминал с таймером	281611	ODP48	DP4xx/DP6xx			\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	281612	ODP52	DP4xx/DP6xx			\$930
Терминал вывода событий	281613	ODP54	DP4xx/DP6xx			\$930
Переключатель вакуум насоса (AC100V)	281625	ODP84	DP4xx/DP6xx			\$900
Переключатель вакуум насоса (AC200V)	281614	ODP56	DP4xx/DP6xx			\$900
Вакуумметр Пирани 0-10 мВ (аналоговый)	281615	ODP58	DP4xx/DP6xx			\$4 070
Вакуумметр Пирани 0-10 мВ	281616	ODP62	DP4xx/DP6xx			\$7 950
Цифровой рекордер	281617	ODP64	DP4xx/DP6xx			\$7 680
Цифровой индикатор вакуума	281618	ODP82	DP4xx/DP6xx			\$1 050
Блок подачиN2 (с индикатором расхода)	281619	ODP66	DP4xx			\$2 515
Стенд для вакуум насоса скользящ типа А	281620	ODP72	DP4xx			\$1 740
Стенд вакуумн насоса скользящ типа В	281621	ODP76	DP4xx			\$1 740

Блок подачи N2 (с индикатором расхода)	281622	ODP68	DP6xx	\$2 515
Стенд для вакуумного насоса слайд-типа С	281623	ODP74	DP6xx	\$1 740
Стенд вакуумн насоса скользящ типа D	281624	ODP78	DP6xx	\$1 740
Темп. программная ф-ция(для DP23 / 33)	281153	-	для серии DP	\$1 100
Гибкий шланг SUS с фланцем NW25 1,5 м	212136	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$590
Зажим NW20 / 25	212137	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$40
Центральное кольцо NW20 / 25	212138	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$40
Резин переходник трубки NW25 24мм	212139	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$130
Адаптер резин.трубки с фланцем NW25 SUS18/28мм	212140	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$220
Редуктор Латунь диаметром 18/30 мм	242185	A	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$75
Редуктор Латунь диаметром 18/12 мм.	242186	B	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$65
Редуктор SUS диаметром 18/30 мм.	221496	C	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$320
Редуктор SUS диаметром 18/12 мм.	221497	D	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$230
Вакуумн шланг, резин трубка2 м, вн.д.9мм.	281013	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$160
Вакуум шланг, резин.трубка2 м, вн.д.15мм.	281014	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$275
Вакуумн шланг,резин.трубка2 м,вн.д.25мм	281015	-	DP2xx/DP3xx/DP4xx/DP6xx/ADP2xx/ADP3xx	\$370



95 л. DN410IC

223 л. DN610IC

DN-I - Высокотемпературный сушильный шкаф с принудительной конвекцией инертным газом

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DN-I - суш шкаф с инертным газом	-	DN-410IC	95 л	от 15°C до 360°C, +-0.2°C	90,0	\$12 100
DN-I - суш шкаф с инертным газом	-	DN-610IC	223 л	от 15°C до 360°C, +-0.2°C	130,0	\$13 600
Включенные аксессуары	Полка из нержавеющей стали и кронштейны для нее -2 шт.					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Подставка	212477	OH41	DN4xxH/I			\$1 010
Подставка	212478	OH61	DN4xxH/I			\$1 145
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211063	ODQ10	DN4xxH/I			\$240
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	211064	ODQ20	DN4xxH/I			\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211098	ODQ30	DN4xxH/I			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211099	ODQ40	DN4xxH/I			\$310
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DN4xx/DN6xx H/I			\$1 785
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281056	ODH12	DN4xx/DN6xx H/I			\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281057	ODH14	DN4xx/DN6xx H/I			\$385
Терминал внешней связи	212975	ODH16	DN4xx/DN6xx H/I			\$770
Терминал вывода температуры	212976	ODH18	DN4xx/DN6xx H/I			\$770
Клемма выхода внешней тревоги	212977	ODH22	DN4xx/DN6xx H/I			\$930
Выходной терминал по времени	212978	ODH24	DN4xx/DN6xx H/I			\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	212979	ODH26	DN4xx/DN6xx H/I			\$930
Терминал вывода событий	212980	ODH28	DN4xx/DN6xx H/I			\$930
ПО FORWARD	281501	-	DN...H/I Series			\$1 260



DE(S) - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией для чистых помещений

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DE(C)- суш шкаф для чистых помещений	-	DE-430C	91 л	от 50°C до 200°C, +-0.3°C	200,0	\$29 400
DE(C)- суш шкаф для чистых помещений	-	DE-630C	216 л	от 50°C до 200°C, +-0.3°C	270,0	\$33 250
DE(S)- суш шкаф для чистых помещений	212668	DES-830	327 л	от 30°C до 260°C, +-0.5°C	335,0	\$30 300
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кронштейны для нее -2 шт. (3шт-DE6xx/8xx)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	212686	-	DE4xx/DT4xx			\$240
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	212687	-	DE6xx/DT6xx			\$280
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212688	-	DE4xx/DT4xx			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212689	-	DE6xx/DT6xx			\$340
Полка-корзина из нерж с кроншт (до 15кг)	212924	ODT12	DE4xx/DT4xx			\$640
Полка-корзина из нерж с кроншт (до 15кг)	212925	ODT14	DE6xx/DT6xx			\$730
Дополнительный датчик (термопара K)	212946	ODT48	DE411/DE611/DT411/DT611			\$510
Силиконовая пробка (с 1 отверстием)	212947	ODT52	DE411/DE611/DT411/DT611			\$30
Выпускн порт для чист комн (д80 мм, б/воздуховод)	212926	ODT16	DE4xx/DT4xx			\$1 100
Выпускн порт для чист комн (д80 мм, б/воздуховода)	212927	ODT18	DE6xx/DT6xx			\$1 100
Автоматическая заслонка	212928	ODT22	DE4xx/DT4xx			\$2 790
Автоматическая заслонка	212929	ODT24	DE6xx/DT6xx			\$2 790
Блок впрыска газа N2 50 л / мин	212930	ODT26	DE4xx/DT4xx			\$2 515
Блок впрыска газа N2 50 л / мин	212931	ODT28	DE6xx/DT6xx			\$2 515
Выключатель аварийной остановки	212935	ODT32	DE4xx			\$1 060
Выключатель аварийной остановки	212936	ODT34	DE6xx/DT6xx			\$1 060
Цифррегистратор, 6 точек, без датчиков	212938	ODT38	DE4xx/DT4xx			\$7 670
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	212939	ODT42	DE6xx/DT6xx			\$7 670
HEPA-фильтр, класс 100	212954	ODT68	DE4xx			\$10 740
HEPA-фильтр, класс 100	212955	ODT70	DE6xx			\$11 430
Замена шнура питания, 10 м	212940	ODT44	DE/DT Series			\$640
Терминал внешней связи (RS485)	212948	ODT54	DE/DT Series			\$770
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DE/DT Series			\$1 785
Клемма выхода температуры (0-20 mA)	212949	ODT56	DE/DT Series			\$770
Терминал внешней сигнализации	212950	ODT58	DE/DT Series			\$770
Выходной терминал тайм-аута	212951	ODT62	DE/DT Series			\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	212952	ODT64	DE/DT Series			\$930
Терминал вывода событий	212953	ODT66	DE/DT Series			\$930
Тройной датчик	281099	-	DE/DT Series			\$1 260
Замена шнура питания. 5м	281102	-	DE/DT Series			\$510
Замена шнура питания. 3м	281103	-	DE/DT Series			\$440
Ф-ция ручн восстановления п/ отключ ЭЭ	281104	-	DE/DT Series			\$800
ПО FORWARD	281501	-	DE/DT Series			\$1 260
Полка из нерж стали с кроншт (до 30кг)	212678	-	DES830/DTS830			\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212679	ODE50	DES830/DTS830			\$280
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212919	ODE12	DES830/DTS830			\$730



Дополнительный датчик (термопара К)	212946	ODT48	DES830/DTS830	\$510
Силикон штекер (с 1м отверстием, ф2мм)	212947	ODT52	DES830	\$30
Комплект внешних адаптеров	211880	OIN90	DES830/DTS830	\$1 785
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	212956	ODT72	DES830/DTS830	\$770
Отображение аварийного сигнала	212957	ODT74	DES830/DTS830	\$770
Выходной терминал по времени	212958	ODT76	DES830/DTS830	\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	212959	ODT78	DES830/DTS830	\$930
Терминал вывода событий	212960	ODT80	DES830/DTS830	\$930
Выключатель аварийной остановки	212941	ODT82	DES830	\$1 060
Цифр регистратор, 6 точек, без датчиков	212943	ODT86	DES830/DTS830	\$7 680
Шнур питания, 10м.	212945	ODT88	DES830	\$640
Узел вытяжн воздуховода (ручн заслонка)	212921	ODT92	DES830/DTS830	\$4 160
Автоматическая заслонка: 5 ступеней	212923	ODT94	DES830/DTS830	\$6 030
Блок впрыска газа N2 100 л / мин	212932	ODT96	DES830/DTS830	\$3 655
Выпускн порт для чист комн(наружный диаметр 80 мм, воздуховод не входит в комплект)	212934	ODT98	DES830/DTS830	\$1 100
HEPA-фильтр, класс 100, макс темп: 200	212920	ODE14	DES830	\$22 850
Терминал внешнего сигнала	281030	-	DES/DTS Series	\$400
Аналоговый регистратор, 1 точка	281113	-	DES/DTS Series	\$5 670
Шнур питания 3 м	281115	-	DES/DTS Series	\$440
Шнур питания 5 м	281116	-	DES/DTS Series	\$510
ПО FORWARD	281501	-	DES/DTS Series	\$1 260

DT(S) - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией для чистых помещений

	PN	модель	V, л	Диапазон регулирования t, °C	Вес, кг	Розничная цена
DT(C)- суш шкаф для чистых помещений	-	DT-430C	91 л	от 30°C до 360°C, +-0.3°C	200,0	\$32 500
DT(C)- суш шкаф для чистых помещений	-	DT-630C	216 л	от 30°C до 360°C, +-0.3°C	270,0	\$35 500
DT(S)- суш шкаф для чистых помещений	212669	DTS-830	327 л	от 30°C до 360°C, +-0.5°C	335,0	\$32 200
Включенные аксессуары	Полка из нерж стали и кронштейны для нее -2 шт. (3шт-DT611/630/830)					
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
См.аксессуары и опции серии DE(S)						

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ



FO/FP - электрические и муфельные печи

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШxГxВ)			Вес, кг	Розничная цена
FO -электрическая печь программ	-	FO-110C	1,5 л	100	150	105	24,0	\$3 900
FO -электрическая печь программ	-	FO-210C	3,75л	100	250	155	30,0	\$4 500
FO -электрическая печь программ	-	FO-310C	7,5 л	200	255	155	37,0	\$4 800
FO -электрическая печь программ	-	FO-410C	9 л	200	300	155	38,0	\$5 200
FO -электрическая печь программ	-	FO-510C	11,3 л	300	250	155	44,0	\$5 700
FO -электрическая печь программ	-	FO-610C	17,5 л	250	350	205	52,0	\$7 400
FO -электрическая печь программ	-	FO-710C	23,6 л	270	350	255	58,0	\$8 100
FO -электрическая печь программ	-	FO-810C	30 л	300	400	255	62,0	\$9 100
FP - муфельная печь программ	-	FP-110C	1,5 л	100	150	100	29,0	\$8 400
FP - муфельная печь программ	-	FP-310C	7,5 л	200	250	150	43,0	\$11 200
FP - муфельная печь программ	-	FP-410C	11,3	300	250	150	51,0	\$19 900
FQ - муф высокотемп. печь прогр (1700°C)	-	FQ-310C	10 л	200	250	200	130,0	\$31 500
Заглушка выпускного отверстия 1 шт.								
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей					\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей					\$1 200
Вытяжной блок	214161	OFP38	FO1xx/2xx					\$1 645
Вытяжной блок	214161	OFP38	FO3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx					\$1 645
Внешний терминал выхода	281301	-	FO3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx					\$690
Терминал выхода темп (4-20mA)	281302	-	FO3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx					\$690
N2 система подачи газа +расходомер	281303	OFP12	FO3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx					\$2 125
Контейнер д\проб, для FO	281310	-	FO3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx					\$915
Вытяжной блок, 100V	214160	-	FP1xx/FP3xx					\$1 645
Вытяжной блок, 200V	214161	-	FP3xx/FP4xx					\$1 645
Внешний терминал выхода	214168	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$930
Терминал внешнего сигнала	214167	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$770
Клемма выхода темп (4-20 mA)	214166	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$770
Система подачи N2 с расходомером	214162	OFP24	FP1xx					\$2 340
Система подачи N2 с расходомером	214163	OFP26	FP3xx/FP3xx					\$2 340
Система подачи N2 с расходомером	214164	OFP28	FP4xx					\$2 340
Лоток для проб, для всех серий FP	281310	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$795
Внешний адаптер RS485	211880	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$1 780
Плита 90 x 145мм 5шт.	214157	-	FP1xx					\$230
Плита 190 x 245мм 5шт.	214158	-	FP3xx					\$345
Плита 290 x 245мм 5шт.	214159	-	FP4xx					\$460
Порт коммуникационный RS485	214165	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$770
Клемма выхода рабочего сигнала	214169	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$930
Терминал выхода	214170	-	FP1xx/FP3xx/FP4xx					\$930

ИНКУБАТОРЫ



IC/ICS/IS/IL/ILE - инкубаторы лабораторные с естественной конвекцией

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШxГxВ)			Вес, кг	Розничная цена
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-103C	37 л	350	300	360	17,0	\$1 520
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-103CW	37 л	350	300	360	17,0	\$1 680
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-413C	97 л	450	480	450	45,0	\$2 010
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-613C	159 л	600	530	500	65,0	\$2 520
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-813C	318 л	600	530	1 000	102,0	\$4 600
IC- инкубатор с естеств конв, возд "рубашка"	-	IC-913C	567 л	1 070	530	1 000	162,0	\$12 050
IS - программируемый инкубатор с естеств конв	-	IS-412C	97 л	450	480	450	55,0	\$3 900
IS - программируемый инкубатор с естеств конв	-	IS-612C	159 л	600	530	500	65,0	\$4 700
IS - программируемый инкубатор с естеств конв	-	IS-812C	318 л	600	530	1 000	105,0	\$8 700
IS - программируемый инкубатор с естеств конв	-	IS-912C	567 л	1 070	530	1 000	166,0	\$17 100
IL- инкубатор охлаждающий с естеств конв	-	IL-612C	159 л	600	530	500	105,0	\$10 700
IL- инкубатор охлаждающий с естеств конв	-	IL-812C	300 л	600	530	1 000	150,0	\$13 850
Включенные аксессуары	Нерж полки с кронштейнами (4хх/6хх - 2 шт, 8хх - 4 шт, 9хх - 8 шт)							
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей					\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей					\$1 200
Подставка с направляющей	211191	-	IC1xx/1xxW					\$510
Комплект полок	211192	-	IC1xx/1xxW					\$330
Зажимы для штабелирования	211855	-	IC1xx/1xxW					\$130
Внутренняя дверь	211200	-	IC1xx/1xxW					\$275
Подставка	211856	ON61	IC4xx/IC6xx					\$1 010
Подставка для штабелирования	212822	OD40	IC4xx					\$800
Подставка для штабелирования	212823	OD60	IC6xx					\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	ODK88	IC6xx					\$260
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	ODK22	IC6xx/IC8xx					\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	-	IC4xx/IC6xx/IC8xx					\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	-	IC4xx/IC6xx/IC8xx					\$385
Temperature output terminal (4-20mA)	281123	ODK12	IC4xx/IC6xx/IC8xx					\$770
Выходной терминал с таймером	281124	ODK14	IC4xx/IC6xx/IC8xx					\$770
Антивибрационная опора EPM-08	851352	-	для серии IC					\$430
Антивибрационная опора EPM-05	851351	-	для серии IC					\$80
Подставка	211856	ON61	IS4xx/IS6xx					\$1 010
Подставка для штабелирования	212822	OD40	IS4xx					\$800
Подставка для штабелирования	212823	OD60	IS6xx					\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	-	IS4xx					\$250
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	IS6xx/IS8xx					\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212371	-	IS9xx					\$290
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	-	IS4xx/IS6xx/IS8xx/IS9xx					\$290
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	-	IS4xx/IS6xx/IS8xx/IS9xx					\$385
Внешний порт RS485	212575	-	IS4xx/IS6xx/IS8xx/IS9xx					\$770
Внешн адаптер (заменяем на RS232C)	281388	-	IS4xx/IS6xx/IS8xx/IS9xx					\$2 270
Терминал внешнего сигнала	212578	-	IS4xx					\$770
Терминал внешнего сигнала	212961	-	IS6xx					\$770
Терминал внешнего сигнала	212964	-	IS8xx					\$770



Терминал внешнего сигнала	212967	-	IS9xx	\$770
Выходной терминал с таймером	212579	-	IS4xx	\$770
Выходной терминал с таймером	212962	-	IS6xx	\$770
Выходной терминал с таймером	212965	-	IS8xx	\$770
Выходной терминал с таймером	212968	-	IS9xx	\$770
Терминал выхода температуры	212588	-	IS4xx	\$770
Терминал выхода температуры	212963	-	IS6xx	\$770
Терминал выхода температуры	212966	-	IS8xx	\$770
Терминал выхода температуры	212969	-	IS9xx	\$770
Антивибрационная опора EPM-08	851352	-	для серии IS	\$435
Антивибрационная опора EPM-05	851351	-	для серии IS	\$80
Электрический прерыватель утечки	281215	-	для серии IS	\$230
Инд предохранитель от перегрева	281214	-	для серии IS	\$2 420
Подставка	211856	ON61	IL6xx	\$1 010
Внешн адаптер (заменяемый на USB)	213465	OIL24	IL6xx	\$1 550
Внеш адаптер-переходник, RS485-RS232C	281349	ODK18	IL6xx	\$2 270
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	IL6xx	\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	213464	OIL22	IL6xx	\$320
Поддон для слива воды (для ON61), 4 л	213466	OIL26	IL6xx	\$140
Бутылка для слива (сбоку от осн блока)	213467	OIL28	IL6xx	\$160
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212839	-	IL8xx	\$420
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	213464	OIL22	IL8xx	\$320
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	213460	OIL12	IL8xx	\$160
Внешний адаптер (заменяемый на USB)	213461	OIL14	IL8xx	\$160
Внешний порт RS485	213462	OIL16	IL8xx	\$160
Внешний адаптер (заменяемый на USB)	211884	OIL48	IL8xx	\$1 785
Антивибрац опора(д/анкерн болта д11 мм)	213463	OIL18	IL8xx	\$275
Поддон для слива воды (для ON61), 4 л	213466	OIL26	IL8xx	\$140
Стойка пульта дистанц упр-ия (IL702 / 800)	281398	-	IL6xx	\$255
Панель дистанц упр-ия(4 полюса 5 м (IL702 / 800)	281397	-	IL6xx	\$130
Блок питания для дистанц упр-ия (IL702 / 800) *	281399	-	IL6xx	\$770

IJ/IN/INE/INC/IQ - инкубаторы лабораторные охлаждающие с принудительной конвекцией

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)			Вес, кг	Розничная цена
IN- охлад инкубатор с принудит конвекцией	-	IN-612C	143 л	600	477	500	89,0	\$7 950
IN- охлад инкубатор с принудит конвекцией	-	IN-812C	286 л	600	477	1 000	120,0	\$11 600
IN- охлад инкубатор с принудит конвекцией	-	IN-612CW	143 л	600	477	500	89,0	\$11 250
INC- инкубатор с 2-мя резервуарами	-	INC-821C	150л/143л				160,0	\$11 750
IQ- инкубатор с 2-мя резервуарами	-	IQ-822C	143л x 2				165,0	\$12 800
IJ- охлад инкубатор с технологией Пельтье	221164	IJ-102	15,6 л	250	250	250	20,0	\$6 400
IJ- охлад инкубатор с технологией Пельтье	221185	IJ-102W	15,6 л	250	250	250	20,0	\$7 700
IJ- охлад инкубатор с технологией Пельтье	221158	IJ-202	27 л	300	300	300	25,0	\$7 150
IJ- охлад инкубатор с технологией Пельтье	221159	IJ-302	43 л	250	250	250	37,0	\$8 600
Включенные аксессуары	Нерж полки с кронштейнами (IJ - 2шт, IN6.. - 3шт, IN8.. - 5шт), IJ+слив поддон							
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей				\$120	
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей				\$1 200	
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	221180	-	IJ1xx					\$330
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	221186	-	IJ2xx					\$330
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	221187	-	IJ3xx					\$370
"Воздушная рубашка"	221165	-	IJ2xx					\$400
"Воздушная рубашка"	221166	-	IJ3xx					\$510
"Воздушная рубашка"	221179	-	IJ1xx					\$460
Подставка для штабелирования	221169	-	IJ1xx					\$1 010
Внешний порт RS422A	281200	-	IJ1xx					\$770
Внешний коммуникационный адаптер	281201	-	IJ1xx					\$2 270
Клемма выхода температуры 4-20 мА	221177	-	IJ1xx					\$440
Терминал внешнего сигнала	221178	-	IJ1xx					\$460
Внутренняя дверь	281206	-	IJ1xx					\$210
Внутр дверь для "воздушной рубашки"	281209	-	IJ1xx					\$210



Подставка с направляющей (для IJ300W)	221188	-	для серии IJ	\$510
Подставка для штабелирования	221167	-	IJ2xx	\$130
Подставка для штабелирования	221168	-	IJ3xx	\$1 010
Внешний порт RS485	281191	-	IJ2xx/IJ3xx	\$770
Внешний коммуникационный адаптер	281202	-	IJ2xx/IJ3xx	\$2 270
Терминал внешнего сигнала	281203	-	IJ2xx/IJ3xx	\$460
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281204	-	IJ2xx/IJ3xx	\$770
Выходной терминал с таймером	281205	-	IJ2xx/IJ3xx	\$770
Внутренняя дверь	281207	-	IJ2xx	\$230
Внутренняя дверь	281208	-	IJ3xx	\$370
Внутренняя дверь для воздушной рубашки	281210	-	IJ2xx	\$230
Внутренняя дверь для воздушной рубашки	281211	-	IJ3xx	\$275
Подставка	211856	ON61	IN6xx	\$1 010
Подставка для штабелирования	212823	OD60	IN6xx	\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211221	-	IN6xx/IN8xx	\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	213464	-	IN6xx/IN8xx	\$320
Внешний порт RS422A	281166	-	IN6xx/IN8xx	\$770
Внешний адаптер (заменяемый на RS232C)	281167	-	IN6xx/IN8xx	\$2 270
Терминал вывода температуры	281168	-	IN6xx/IN8xx	\$400
Терминал внешнего сигнала	281169	-	IN6xx/IN8xx	\$400
Выходной терминал с таймером	281170	-	IN6xx/IN8xx	\$930
Подставка с направляющей	211318	-	IN6xxW	\$915
Поддон для слива воды	213466	-	IN6xx/IN8xx	\$140
Гибридрегистратор (6 баллов) не устан-ся	281172	-	IN Series	\$9 550
Антивибрационная опора EPM-08	851352	-	IN Series	\$435
Антивибрационная опора EPM-05	851351	-	IN Series	\$80
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211221	-	IN8xx	\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	212918	-	IN8xx	\$320
Комплект внешадаптеров (адаптер USB-RS485, USB-кабель 1 м, соединительный кабель RS485 3 м	211880	-	IN8xx	\$1 780
Терминал внешнего сигнала	211881	-	IN8xx	\$400
Выходной терминал с таймером	211882	-	IN8xx	\$400
Антивибрац опора (с отверстием для анкерного болта диаметром 11 мм)	211883	-	IN8xx	\$275
Поддон для слива воды	213466	-	IN8xx	\$140
Полка из перф нерж стали д/нижн камеры	212266	ODK22	INC8xx	\$290
Полка из перф нерж стали д/нижн камеры	211221	-	INC8xx	\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	213464	-	INC8xx	\$320
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	212918	-	INC8xx	\$320
Поддон для слива воды	213466	-	INC8xx	\$140
Внешний порт RS485	281125	-	INC8xx	\$770
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281126	-	INC8xx	\$2 270
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281123	ODK12	INC8xx	\$770
ПО FORWARD	281501	-	INC8xx	\$1 260
Гибридный регистратор типа RM	281017	-	INC8xx	\$3 800
Видеорегистратор PHR	281019	-	INC8xx	\$7 315
Датчик Т-термопары для регистратора: 2 м	281554	-	INC8xx	\$550
Датчик Т-термопары для регистратора: 2 м (+калибр)	281555	-	INC8xx	\$1 370
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	211221	-	IQ8xx	\$290
Полка из нерж стали с кроншт (до 20кг)	212918	-	IQ8xx	\$320
Поддон для слива воды	213466	-	IQ8xx	\$140
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	281179	-	IQ8xx	\$770
Выходной терминал с таймером	281180	-	IQ8xx	\$770
Внешний порт RS485	281181	-	IQ8xx	\$770
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281182	-	IQ8xx	\$2 270
Терминал внешнего сигнала	281183	-	IQ8xx	\$770



IP - инкубаторы CO2

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)			Вес, кг	Розничная цена
				485	540	640		
IP - инкубатор CO2 с возд "рубашкой"	211211	IP-600	167 л	485	540	640	110,0	\$16 700
Включенные аксессуары	Полки с кроншт - 4 шт, шланг подачи CO2 с зажимами и заглушками							
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей					\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей					\$1 200
Полка антибакт с кроншт (до 5 кг)	211253	OIP32	IP600					\$390
Полка алюм с кроншт (до 5 кг)	213747	OBN10	IP600					\$275
Полка алюм+антибакт с кроншт(до 5 кг)	213748	OBN12	IP600					\$640
Антибакт лоток из нерж стали (4 л)	213750	OBN16	IP600					\$210
Подставка литая	213752	OBN20	IP600					\$990
Подставка	213753	OBN22	IP600					\$1 260
Подставка для штабелирования	213751	OBN18	IP600					\$170
Комплект опор для штабелирования	211254	OIP34	IP600					\$825
Антикорроз ср-во д/вод рубашки, 50 мл (10 млx5шт)	213758	OBN32	IP600					\$70
Антикорроз ср-во для лотка, 25г (9г/1 обработку)	213759	OBN34	IP600					\$115
HEPA-фильтр, FED Standard Class 100	213755	OBN26	IP600					\$2 740
Порт отбора пробы CO2 (IN)	213760	OBN36	IP600					\$90
Внешний порт RS485	213756	OBN28	IP600					\$770
Внешний адаптер-переходник, USB-RS485	213754	OBN24	IP600					\$1 560
Регулятор газа CO2	213757	OBN30	IP600					\$1 325
CO2 баллон д/замены	281233	OIT28	IP600					\$6 400

РОТАЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ



RE - цифровые и программируемые ротационные испарители с моторизированным подъемником

	PN	модель		Розничная цена
Ротац испаритель, Glass "A", Водяная баня	200000	RE-212A-W	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$4 870
Ротац испаритель, Glass "A", Масл баня	200000	RE-212A-O	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$5 010
Ротац испаритель, Glass "B", Водяная баня	200000	RE-212B-W	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$5 200
Ротац испаритель, Glass "B", Масл баня	200000	RE-212B-O	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$5 270
Ротац испаритель, Glass "A", Водяная баня, вакуум контроллер VR-102S	200000	REV-212A-W	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$6 300
Ротац испаритель, Glass "A", Масл баня, вакуум контроллер VR-102S	200000	REV-212A-O	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$6 400
Ротац испаритель, Glass "B", Водяная баня, вакуум контроллер VR-102S	200000	REV-212B-W	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$6 500
Ротац испаритель, Glass "B", Масл баня, вакуум контроллер VR-102S	200000	REV-212B-O	5-315 (об/мин)/ход подъем 200 мм	\$6 590
Ротац испаритель, Glass "A", Масл баня	255423	RE-301A-O	20-250 (об/мин)/ход подъем 130 мм	\$5 010
Ротац испаритель, Glass "B", водяная баня	255421	RE-301B-W	20-250 (об/мин)/ход подъем 130 мм	\$5 400
Включенные аксессуары	адаптер и кабель питания			
Аксессуары и опции				
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей	\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей	\$1 200

АВТОКЛАВЫ И СТЕРИЛИЗАТОРЫ



Серия SK



Серия ST



Серия SN



Серия SQ/SQL



Серия SM

SN/ SQL/ ST /SK - автоклавы/ стерилизаторы лабораторные

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)		Вес, кг	Розничная цена
SM - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SM-530C	50 л	Ø370	470	113,0	\$22 500
SM - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SM-830C	80 л	Ø370	750	137,0	\$24 900
SN - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SN-210C	20 л	Ø240	445	65,0	\$11 800
SN - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SN-310C	32 л	Ø300	445	75,0	\$12 800
SN - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SN-510C	47 л	Ø300	665	85,0	\$13 500
SQ - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SQ-810C	80 л	Ø370	750	105,0	\$15 850
SQL - Стерилизатор паровой лабораторный	-	SQL-1010C	110 л	Ø450	692	170,0	\$27 200
ST - Стерилизатор паровой лабораторный	241105	ST-201	20 л	Ø240	445	60,0	\$8 600
ST - Стерилизатор паровой лабораторный	241106	ST-301	32 л	Ø300	445	75,0	\$9 050
ST - Стерилизатор паровой лабораторный	241108	ST-511	47 л	Ø300	665	80,0	\$9 400
SK - Стерилизатор паровой лабораторный		SK-112C	18 л	Ø280	292	16,0	\$3 700
SK - Стерилизатор паровой лабораторный		SK-211C	24 л	Ø280	390	26,5	\$4 100
SK - Стерилизатор паровой лабораторный		SK-311C	30 л	Ø280	487	32,5	\$5 050
Включенные аксессуары	SN310C - 2 корзины, SN510C/SQL1010C - 3 корзины, ST- 2 корзины						
Аксессуары и опции							
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей				\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей				\$1 200
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 209x204	241087	OSM-60	SN2xx				\$260
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x204	241088	OSM-70	SN30xx/SN5xx				\$370
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x315	241089	OSM-80	SN5xx				\$460
Корзина (сетчатая) 168x162 (2 шт. / Набор)	241093	OSQ-30	SN2xx				\$800
Корзина (сетчатая) 246x162 (2 шт. / Набор)	241092	OSQ-40	SN3xx				\$970
Корзина (сетчатая) 246x162 (3 шт. / Набор)	241091	OSQ-50	SN5xx				\$1 445
Корзина (сетч) с полкой, 200x390 (1 шт.)	241096	OSQ-60	SN2xx				\$620
Корзина (сетч) с полкой, 260x390 (1 шт.)	241095	OSQ-70	SN3xx				\$800
Корзина (сетч) с полкой, 200x590 (2шт.)	241094	OSQ-80	SN5xx				\$1 010
Корзина из нерж стали, 210x200 мм	241083	OSR-10	SN2xx				\$290
Корзина из нержавеющей стали, 270x200 мм	241084	OSR-20	SN30xx/SN5xx				\$310
Поддон из нержавеющей стали	241150	OSN10	SN2xx				\$585
Поддон из нержавеющей стали	241151	OSN12	SN30xx/SN5xx				\$715
Датчик температуры камеры	241153	OSR-70	SN30xx/SN5xx				\$500
Датчик температуры образца	241154	OSN16	SN30xx/SN5xx				\$410
Манометр	241155	OSN18	SN30xx/SN5xx				\$3 520
Клемма выхода внешнего сигнала	241157	OSN20	SN30xx/SN5xx				\$400
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	241158	OSN22	SN30xx/SN5xx				\$400
Выходной терминал	241159	OSN24	SN30xx/SN5xx				\$400
Рекордер	241156	RM10C	SN/SQ-5xx/8xx				\$3 770
Корзина (сетчатая)	241099	OSQ-90	SN/SQ-5xx/8xx				\$570
Корзина (сетчатая)	241090	OSR-40	SN/SQ-5xx/8xx				\$1 445
Корзина (сетчатая) с полкой	241097	OSR-50	SN/SQ-5xx/8xx				\$1 040



Поддон из нержавеющей стали	241098	OSR-60	SN/SQ-5xx/8xx	\$825
Поддон из нержавеющей стали	241152	OSN14	SN/SQ-5xx/8xx	\$970
Датчик температуры камеры	241153	OSR-70	SN/SQ-5xx/8xx	\$500
Датчик температуры образца	241154	OSN16	SN/SQ-5xx/8xx	\$410
Манометр	241155	OSN18	SN/SQ-5xx/8xx	\$3 520
Клемма выхода внешнего сигнала	241157	OSN20	SN/SQ-5xx/8xx	\$400
Клемма выхода температуры (4-20 мА)	241158	OSN22	SN/SQ-5xx/8xx	\$400
Выходной терминал	241159	OSN24	SN/SQ-5xx/8xx	\$400
Датчик температуры камеры	-	-	SM8xx	\$950
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 209x204	241087	OSM-60	ST2xx	\$260
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x204	241088	OSM-70	ST3xx	\$370
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x315	241089	OSM-80	ST5xx	\$460
Корзина (сетчатая, 2,5мм), 190x159	241085	OSQ-10	ST2xx	\$370
Корзина (сетчатая, 2,5мм), 250x201	241086	OSQ-20	ST3xx/ST5xx	\$420
Корзина (сетчатая) 168x162 (2 шт. / Набор)	241093	OSQ-30	ST2xx	\$800
Корзина (сетчатая) 246x162 (2 шт. / Набор)	241092	OSQ-40	ST3xx	\$970
Корзина (сетчатая) 246x162 (3 шт. / Набор)	241091	OSQ-50	ST5xx	\$1 445
Корзина (сетч) с полкой, 200x390 (1 шт.)	241096	OSQ-60	ST2xx	\$620
Корзина (сетч) с полкой, 260x390 (1 шт.)	241095	OSQ-70	ST3xx	\$800
Корзина (сетч) с полкой, 200x590 (2шт.)	241094	OSQ-80	ST5xx	\$1 010
Корзина из нержавеющей стали, 210x200	241083	OSR-10	ST2xx	\$290
Корзина из нержавеющей стали, 270x200	241084	OSR-20	ST3xx/ST5xx	\$310
Корзина (сетчатая) с полкой	241097	OSR-50	ST5xx	\$1 040
Поддон из нержавеющей стали	241150	OSN10	ST2xx	\$585
Поддон из нержавеющей стали	241151	OSN12	ST3xx/ST5xx	\$715
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 209 x 204	241087	OSM-60	ST2xx	\$260
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x204	241088	OSM-70	ST3xx	\$370
Корзина (сетчатая, 8,5 мм), 266x315	241089	OSM-80	ST5xx	\$460
Корзина (сетчатая) 168x162 (2 шт. / Набор)	241093	OSQ-30	ST2xx	\$800
Корзина (сетчатая) 246x162 (2 шт. / Набор)	241092	OSQ-40	ST3xx	\$970
Корзина (сетчатая) 246x162 (3 шт. / Набор)	241091	OSQ-50	ST5xx	\$1 445
Корзина (сетч) с полкой, 200x390 (1 шт.)	241096	OSQ-60	ST2xx	\$620
Корзина (сетч) с полкой, 260x390 (1 шт.)	241095	OSQ-70	ST3xx	\$800
Корзина (сетч) с полкой, 200x590 (2шт.)	241094	OSQ-80	ST5xx	\$1 010
Поддон из нержавеющей стали, 210x200	241083	OSR-10	ST2xx	\$290
Поддон из нержавеющей стали, 270x200	241084	OSR-20	ST3xx/ST5xx	\$310
Датчик температуры камеры	241076	OSM-50	ST2xx/ST3xx/ST5xx	\$2 010
Емкость для воды	-	-	SM	\$160
Емкость для воды	-	-	SQ	\$320
Регистратор бумажный (завод. опц)	-	-	SQ81x	\$5 500
Регистратор безбумажный (завод. опц)	-	-	SQ81x	\$4 050



SI / SK - стерилизаторы лабораторные суховоздушные

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)			Вес, кг	Розничная цена
SI - Стерилизатор воздушный лабораторный	292227	SI-402	77 л	450	430	400	42,0	\$4 000
SI - Стерилизатор воздушный лабораторный	292228	SI-602	159 л	600	530	500	59,0	\$4 590
SK - Стерилизатор воздушный лабораторный	212909	SK-401	99 л	450	490	450	50,0	\$4 750
SK - Стерилизатор воздушный лабораторный	212910	SK-601	162 л	600	540	500	62,0	\$5 480
SK - Стерилизатор воздушный лабораторный	212911	SK-801	300 л	600	500	1 000	108,0	\$11 420
SK - Стерилизатор воздушный лабораторный	212912	SK-811	300 л	600	500	1 000	108,0	\$11 420
Включенные аксессуары	SI - 1 полка, SK -2-4 полки, SM2..5.. - 2 корзины, SM8.. - 3 корзины							
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей					\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей					\$1 200
Подставка	212802	ONS60	SI4xx/SI6xx					\$1 010
Подставка для штабелирования	212804	ODK82	SI4xx					\$915
Подставка для штабелирования	212805	ODK84	SI6xx					\$915
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212095	-	SI4xx					\$230
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	-	SI6xx					\$290
Опция внешней связи	281240	-	SI4xx/SI6xx					\$690
Внешний адаптер	281241	-	SI4xx/SI6xx					\$2 060
Терминал вывода температуры	281242	-	SI4xx/SI6xx					\$320
Терминал внешнего сигнала	281243	-	SI4xx/SI6xx					\$275
Выходной терминал	281244	-	SI4xx/SI6xx					\$690
Независим уст-во предотвр перегрева	281245	-	SI4xx/SI6xx					\$690
Подставка	211856	ON61	SK4xx/SK6xx					\$1 010
Подставка	212348	OT42	SK4xx					\$1 060
Подставка	212349	OT62	SK6xx					\$1 210
Подставка для штабелирования	212822	OD40	SK4xx					\$800
Подставка для штабелирования	212823	OD60	SK6xx					\$800
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212246	ODN20	SK4xx					\$255
Полка из нерж стали с кроншт (до 15кг)	212266	ODN22	SK6xx/SK8xx					\$290
Набор адаптеров для внешней связи	211880	OIN90	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$1 785
Кабельный порт, диаметр 25 мм	281121	ODK32	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$255
Кабельный порт, диаметр 50 мм	281122	ODK34	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$255
Порт RS485	212981	ODS16	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$770
Терминал вывода температуры	212982	ODS18	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$770
Терминал внешнего сигнала	212983	ODS22	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$930
Выходной терминал	212984	ODS24	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$930
Клемма выхода рабочего сигнала	212985	ODS26	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$930
Выходной терминал	212986	ODS28	SK4xx/SK6xx/SK80xx					\$930

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СУШИЛКИ



GB / ADL / DL - распылительные сушилки

	PN	модель	Внеш размеры, мм (ШхГхВ)			Производительность	Вес, кг	Розничная цена
ADL - распылительные сушилки (с GF-300)	-	ADL-3125C	580	420	1 125	Макс 1500 мл/ч	80,0	\$33 500
ADL - распылительные сушилки (с GF-300)	-	ADL-311S-A	580	420	1 125	Макс 1500 мл/ч	80,0	\$38 200
GB - распылительные сушилки (с GF-300)	-	GB-211C (A)	760	420	1 350	Макс 1500 мл/ч	110,0	\$49 950
GB - распылительные сушилки (с GF-200)	-	GB-211C (B)	760	420	1 350	50-300 г	110,0	\$49 700
DL410 - распылительная сушилка	-	DL-411C (*)	1 060	780	1 650	Макс 3000 мл/ч	180,0	\$95 300
GAS410 - распылительная сушилка	-	GAS-411C	700	950	1 500	0.12~0.65м3/мин	130,0	\$54 800
Аксессуары и опции								
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей					\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей					\$1 200
Набор стекла GF-300 дополнительный	-	-	ADL311S, GB					\$6 680
Набор стекла GF-200 дополнительный	-	-	GB					\$6 340
Циклон для сбора проб мелкозернистых	212780	-	GB210-A					\$4 570
Регистратор темп вход/выход (3 точки)	212792	-	GB210-A/GB210-B					\$5 490
Защитная крышка	212787	-	GB210-A/GB210-B					\$1 830
Набор щеток д/удаления стат эл-ва	212788	-	GB210-A					\$1 370
Регулятор	212789	-	GB210-A/GB210-B					\$820
Фильтр приточ воздуха (для частиц 0,3 мкм)	212791	-	GB210-A/GB210-B					\$4 115
Прокладка каучук вход/выход (1 комплект)	212781	-	GB210-A/GB210-B					\$370
Прокладка тефлон вход/выход (1 комп)	212782	-	GB210-A/GB210-B					\$390
Подставка монолит	212783	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$1 370
Циклон для извлечения тонкого порошка	212780	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$4 570
Защитная крышка	212784	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$1 830
Расходомер сух воздуха (система напряжения)	212793	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$3 430
Набор щеток для удаления стат электричества	212788	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$1 370
Регистратор температуры вход/выход (3 точки)	212792	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$5 485
Прокладка каучук вход/выход (1 комплект)	212781	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$370
Прокладка тефлон вход/выход (1 комп)	212782	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$390
Регулятор	212789	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$820
Фильтр приточ воздуха (для частиц 0,3 мкм)	212790	-	ADL311-A/ADL311S-A					\$3 085
Фильтр 0,1 мкм	212785	-	GAS410					\$2 285
Прокладка каучук вход/выход (1 комплект)	212781	-	GAS410					\$370
Прокладка тефлон вход/выход (1 комп)	212782	-	GAS410					\$390
Расходомер сух воздуха (тип дифдавления)	212786	-	GAS410					\$8 685

ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ



DC - лиофильные (сублимационные) сушилки

	PN	модель	V лов	размеры уловителя		Вес, кг	Розничная цена
DC - сублимационные сушилки с охлаждением	212537	DC-401	0,6 л	Ø153	235	43,0	\$8 420
Включенные аксессуары	Вакуумный шланг со смазкой						
Аксессуары и опции							
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей				\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей				\$1 200
Большая камера для колб	212560	-	DC401				\$3 430
Коллектор А	212561	-	DC401				\$2 970
Коллектор В	212562	-	DC401				\$4 570
Сухая камера	212563	-	DC401				\$3 890
Закрытая сухая камера	212564	-	DC401				\$5 490
Клапан	212565	-	DC401				\$90
Колба для сушки 120мл, 5шт.	212820	-	DC401				\$460
Колба для сушки 250мл, 5шт.	212821	-	DC401				\$530
Колпачок д/сушки (со стекл шарниром) прямой-5шт	212570	-	DC401				\$550
Колпачок д/сушки (со стекл шарниром) сгиб 45°-5шт	212571	-	DC401				\$570
Флакон д/сыворотки (с резин колпак) 50мл, 10шт.	212814	-	DC401				\$135
Флакон д/сыворотки (с резин колпак) 30мл, 10шт.	212815	-	DC401				\$120
Флакон д/сыворотки (с резин колпак) 10мл, 10шт.	212816	-	DC401				\$110
Адаптер большой, одинарный, 5 шт.	212572	-	DC401				\$730
Адаптер большой, двойной, 5 шт.	212573	-	DC401				\$820
Адаптер большой, тройной, 5шт.	212574	-	DC401				\$870
Адаптер д/пробирки (со стекл шарниром) прямой	212590	-	DC401				\$130
Адаптер д/пробирки (со стекл шарниром) изгиб 45°	212591	-	DC401				\$145
Колба с круглым дном (Male) 200ml, T/S29	212594	-	DC401				\$130
Колба с круглым дном (Male) 300ml, T/S29	212595	-	DC401				\$130
Колба с круглым дном (Male) 500ml, T/S29	212596	-	DC401				\$150
Адаптер для круглодонной колбы (вилка) T / S29	212597	-	DC401				\$60
Колба с круглым дном (Female) 200ml, T/S29	212566	-	DC401				\$130
Колба с круглым дном (Female) 300ml, T/S29	212567	-	DC401				\$130
Колба с круглым дном (Female) 500ml, T/S29	212568	-	DC401				\$150
Адаптер для круглодонной колбы (гнездовой), T/S29	212569	-	DC401				\$80
Держатель для микропробирок 1,5 мл, 16 шт.	212580	-	DC401				\$145
Стекланный шарнир, прямой	212598	-	DC401				\$30
Стекланный шов изгиб 45°	212599	-	DC401				\$45

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ И ЧИЛЛЕРЫ



CF/CA - чиллеры/ охладители и циркуляторы лабораторные

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)		Вес, кг	Розничная цена
CA - охладитель лабораторный	221436	CA-301	32 л	Ø300	445	47,0	\$8 230
CF - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CF-311C	3,9 л	198 x 142	195	31,0	\$5 600
CF - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CF-311HC	15,5 л	Ø285	260	43,0	\$6 500
CF - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CF-810C	14 л	Ø300	235	72,0	\$8 700
CFA - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CFA-311C	13 л	250 x 315	180	60,0	\$10 900
CFA - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CFA-610C	16 л	Ø300	236	77,0	\$13 650
CLS - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLS-312C	1,5 л	Ø120	200	40,0	\$7 400
CLS - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLS-411C	3 л	Ø150	200	45,0	\$9 200
CLS - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLS-610C	3 л	Ø150	200	60,0	\$11 300
CLH - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLH-312C	1,5 л	Ø120	200	40,0	\$9 800
CLH - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLH-411C	3 л	Ø150	200	45,0	\$8 800
CLH - циркулятор лабораторный (чиллер)	-	CLH-610C	3 л	Ø150	200	60,0	\$10 900
Включенные аксессуары	CF-шланг с зажимом (1шт/2 шт), CA812 - крепление для роликов						
Аксессуары и опции							
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей				\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей				\$1 200
Комплект стеклянного конденсатора	221487	OCA10	CA301				\$1 370
Переходник д/резин трубки, латунь, Ø30мм x Ø18мм	242185	-	CA301				\$75
Переходник д/резин трубки, латунь, Ø18ммxØ12мм	242186	-	CA301				\$65
Переходник д/резин трубки, SUS, Ø30мм x Ø18мм	221496	-	CA301				\$320
Переходник д/резин трубки, SUS, Ø18мм x Ø12мм	221497	-	CA301				\$230
Крышка SUS	281296	-	CA301				\$320
Циркуляц термостойкий шланг ID 9мм 2м X 2шт.	221581	-	для серии CF				\$460
Форсунка с прямой циркуляцией Ø8мм Rc 3/8	221596	-	для серии CF				\$45
Форсунка с прямой циркуляцией Ø10,5мм Rc3 / 8	221394	-	для серии CF				\$45
Форсунка с прямой циркуляцией Ø13мм Rc3 / 8	221399	-	для серии CF				\$45
Форсунка с прямой циркуляцией Ø16мм Rc3 / 8	221395	-	для серии CF				\$45
Циркуляц/сопло прям вращения Ø10,5мм Rc3/8-2шт	221681	-	для серии CF				\$230
Циркуляц/сопло прям вращения Ø13,7мм Rc3/8-2шт	221682	-	для серии CF				\$230
L-образное циркуляц/сопло Ø10,5мм Rc3/8-2шт	221683	-	для серии CF				\$230
L-образное циркуляц/сопло Ø13,7 мм Rc3 / 8. 2шт	221684	-	для серии CF				\$230
Стопор ролика	281440	-	для серии CF				\$140
Переключатель дистанционного управления	281521	-	для серии CF				\$115
Циркуляц/шланг теплоизоляция (Ø6 мм, 2м X 2)	221595	-	CF8xx				\$850
Циркуляц/шланг теплоизоляция(Ø9 мм, 2м X 2)	221581	-	CF8xx				\$460
Циркуляц/шланг теплоизоляция (Ø9 мм, 2 м X 2)	221599	-	CF8xx				\$1 010
Ниппель для шланга (Ø8 мм, Rc3 / 8)	221596	-	CF8xx				\$45
Ниппель для шланга (Ø10,5 мм, Rc3 / 8)	221394	-	CF8xx				\$45
Ниппель для шланга (Ø13 мм, Rc3 / 8)	221399	-	CF8xx				\$45
Ниппель для шланга (Ø16 мм, Rc3 / 8)	221395	-	CF8xx				\$45

БАНИ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Водяные и масляные бани

	PN	модель	V, л	Внутр размеры, мм (ШхГхВ)	Диапазон раб. темп.	Вес, кг	Розничная цена
BA - Водяная баня	-	BA-310C	27 л	300 x 300 x 300	+5..+80°C	19,0	\$5 400
BA - Водяная баня	-	BA-410C	42 л	400 x 350 x 300	+5..+80°C	25,0	\$6 700
BA - Водяная баня	-	BA-510C	70 л	500 x 400 x 350	+5..+80°C	30,0	\$7 900
BA - Водяная баня	-	BA-610C	109 л	548 x 500 x 400	+5..+80°C	36,0	\$11 400
BA - Водяная баня	-	BA-710C	144 л	640 x 500 x 450	+5..+80°C	46,0	\$12 600
BK - Водяная баня	-	BK-310C	27 л	300 x 300 x 300	+5..+80°C	19,0	\$4 950
BK - Водяная баня	-	BK-410C	42 л	400 x 350 x 300	+5..+80°C	25,0	\$6 300
BK - Водяная баня	-	BK-510C	70 л	500 x 400 x 350	+5..+80°C	30,0	\$7 500
BK - Водяная баня	-	BK-610C	109 л	548 x 500 x 400	+5..+80°C	36,0	\$10 300
BK - Водяная баня	-	BK-710C	144 л	640 x 500 x 450	+5..+80°C	46,0	\$12 500
BM - Водяная баня	-	BM-312D	5 л	∅262 x 286	+10..+90°C	5,0	\$1 800
BS - Водяная баня	222061	BS-200	4,7 л	∅200 x 149	+5..+100°C	4,5	\$2 790
BS - Водяная баня	222062	BS-401	9 л	328 x 302 x 99	+5..+100°C	9,5	\$3 630
BS - Водяная баня	222063	BS-601	12 л	790 x 150 x 102	+5..+100°C	16,0	\$4 140
BS - Водяная баня	222064	BS-660	14 л	502 x 302 x 99	+5..+100°C	12,0	\$4 115
BH - Водяная баня	222057	BH-401	13 л	227 x 150 x 200	RT+15..+100	20,0	\$9 815
BH - Водяная баня	222058	BH-501	13 л	227 x 150 x 200	RT+15..+200	20,0	\$10 210
BH - Водяная баня	222047	BH-302	30 л	296 x 501 x 200	RT+15..+200	68,0	\$15 800
BB - Водяная баня низкотемпературная	-	BB-311C	6 л	150 x 300 x 170	-30..+80°C	46,0	\$7 550
BB - Водяная баня низкотемпературная	-	BB-411C	13 л	250 x 315 x 190	-30..+80°C	65,0	\$8 600
BB - Водяная баня низкотемпературная	-	BB-611C	26 л	330 x 435 x 200	-30..+80°C	80,0	\$9 950
BBL - Водяная баня низкотемпературная	-	BBL-111C	8 л	300 x 150 x 178	-10..+80°C	50,0	\$8 600
BBL - Водяная баня низкотемпературная	-	BBL-311C	13 л	300 x 240 x 178	-10..+80°C	55,0	\$10 400
BL - Водяная баня низкотемпературная	-	BL-410C	36 л	400 x 300 x 300	-15..+70°C	68,0	\$12 250
BL - Водяная баня низкотемпературная	-	BL-810C	80 л	600 x 400 x 350	-15..+70°C	105,0	\$15 950
BW - Водяная баня-шейкер	221503	BW-101	12 л	230 x 390 x 150	+5..+80°C	28,0	\$5 200
BW - Водяная баня-шейкер	221504	BW-201	20 л	300 x 500 x 150	+5..+80°C	35,0	\$6 400
BW - Водяная баня-шейкер	221505	BW-400	30 л	380 x 535 x 150	+5..+80°C	42,0	\$8 380
BLG - Баня низкотемпературная	221704	BLG-100	300 мл	210 x 425 x 295	-40..0°C	15,0	\$12 600
BLG - Баня низкотемпературная	221705	BLG-200	1000 мл	210 x 450 x 295	-80..0°C	15,0	\$13 800
BF - Погружной термостат	221460	BF-201	8л (опц. до 27)	140 x 138 x 312	RT + 5..80 °C	4,0	\$3 460
BF - Погружной термостат	221461	BF-401	8л (опц. до 27)	140 x 138 x 312	RT + 5..80 °C	4,0	\$4 300
BF - Погружной термостат	221462	BF-501	8л (опц. до 27)	140 x 138 x 312	RT + 5..80 °C	4,0	\$4 800
BF - Погружной термостат	221463	BF-601	8л (опц. до 27)	140 x 138 x 312	RT + 5..180 °C	7,0	\$5 020
BO - Масляная баня	222118	BO-601	7 л	∅250 x 150	RT+5..+180	8,0	\$4 010
BO - Масляная баня	-	BO-312D	5 л	∅262 x 240	RT+10..+180	4,5	\$2 070
BOA - Масляная баня большой емкости	222112	BOA-310	37 л	296 x 340 x 270	RT+10..+270	37,0	\$10 960
Аксессуары и опции							
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей				\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей				\$1 200
Стойка, 294 X 272 X 148,5 мм	221195	-	BK300/BA300				\$1 390
Стойка, 394 X 322 X 148,5 мм	221196	-	BK400/BA400				\$1 570



Стойка, 494 X 372 X 148,5 мм	221197	-	BK500/BA500	\$1 775
Кронштейн для вискозиметров на 4 шт.	221189	-	BK300/BA300	\$715
Кронштейн для вискозиметров на 4 шт.	221183	-	BK400/BA400	\$770
Кронштейн для вискозиметров на 5 шт.	221184	-	BK500/BA500	\$870
Клемма выхода температуры	-	-	Для BK&BA моделей	\$840
Внешний выход/клемма сигнала	-	-	Для BK&BA моделей	\$840
Внешний коммуникационный выход	-	-	Для BK&BA моделей	\$440
Внешний коммуникационный адаптер	-	-	Для BK&BA моделей	\$440
Насос подачи воды (до80°C, 2м, 9л/мин, д.17мм)	221190	PT-16	BK300/BK400/BK500/BK610/BK710/BA300/BA400/BA500/BA610/BA710	\$1 520
Охлаждающий змеевик	221182	-	BK300/BK400/BK500/BA300/BA400/BA500	\$700
Верхняя крышка	221192	-	BK300/BA300	\$440
Верхняя крышка	221193	-	BK400/BA400	\$440
Верхняя крышка	221194	-	BK500/BA500	\$550
Верхняя крышка	221383	-	BK610/BA610	\$550
Верхняя крышка	221384	-	BK710/BA710	\$660
Подставка с роликами	221385	-	BK610/BA610	\$915
Подставка с роликами	221386	-	BK710/BA710	\$1 135
С-ма охладж воды, трубка д16мм, кран д8,5мм	222086	-	BS600	\$1 335
С-ма охладж воды, трубка д12мм, кран д8,5мм	222081	-	BS400	\$510
Силиконовый шланг для циркуляции, д12 мм x 2 м	280094	-	BH401/BH501	\$100
Внешний адаптер-преобразователь, RS485-RS232C	281388	-	BH302/BH401/BH501	\$2 270
Внешний Pt-датчик, Pt100 Ом А-класса с трубкой 3м	281350	-	BH302/BH401/BH501	\$510
Кабель связи для дистанц упр-ия, 4-полюсный, 5м	281397	-	BH302/BH401/BH501	\$130
Подставка для пульта дистанц управления	281398	-	BH302/BH401/BH501	\$260
Питание для пульта дистанц упр-ия, AC100V-DC5V	281399	-	BH302/BH401/BH501	\$770
Шланг циркуляционный, д.12 мм, длина 2 м	222088	-	BH302	\$495
Стопор ролика	281440	-	BH302	\$140
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281387	-	BB301/BB401/BB601	\$2 270
Полка с кронштейнами	221583	-	BB301	\$150
Полка с кронштейнами	221584	-	BB401	\$190
Полка с кронштейнами	221585	-	BB601	\$260
Стопор ролика	281440	-	BB301/BB401/BB601	\$140
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281387	-	BBL101/BBL301	\$2 270
Полка с кронштейнами	221586	-	BBL101	\$150
Полка с кронштейнами	221587	-	BBL301	\$190
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281387	-	BBL101/BBL301	\$2 270
Полка с кронштейнами	221586	-	BBL101	\$150
Полка с кронштейнами	221587	-	BBL301	\$190
Внешн адаптер-переходник, RS485-RS232C	281388	-	BL401/BL810	\$2 270
Стопор ролика	281440	-	BL401/BL810	\$140
Шланг циркуляц, д.12 мм, длина 2 м	281389	-	BL401/BL810	\$175
Контроллер уровня (автоматическая подача воды)	221570	OBF10	для серии BF	\$970
Трубка охлаждения, д10мм, +шланг 3м (д13хд9)	221572	OBJ10	для серии BF	\$260
Крышка бани ВУ100 (не для автом подачи воды)	221578	OBI11	для серии BF	\$370
Сопло внеш цирк-ции, к BF400/500I.D9мм со шл 3м	221573	OBG10	BF4xx/BF5xx	\$260
Поплавок для микротрубки (для д8 мм), 90x137 мм	221575	OBH10	для серии BF	\$20
Поплавок д/микротрубки(д11мм) р-р 90x137мм	221576	OBH20	для серии BF	\$20
Мульти-кабель д/внеш выходов (темп, сигнала, пр)	221574	OBL10	BF5xx	\$120
Кабель для внешней связи	221577	OBK10	BF5xx	\$150
Интерфейс для подключения к ПК (с адаптером AD)	281257	RC23	BF5xx	\$1 715
Контейнер для термомата (SUS) 12л, до + 200 ° C	221820	BZ100	для серии BF	\$715
Контейнер для термомата (SUS) 13л, до + 200 ° C	221821	BZ100D	для серии BF	\$730
Контейнер для термомата (SUS) 20л, до + 200 ° C	221822	BZ200	для серии BF	\$860
Контейнер для термомата (SUS) 27л, до + 200 ° C	221823	BZ300	для серии BF	\$1 010
Контейнер для термомата 8л, от -5 до + 80° C	221824	BY100	для серии BF	\$90
Контейнер для термомата 18л, от -5 до + 80° C	221825	BY200	для серии BF	\$120
Контейнер для термомата 12л, макс. 50°C (д/воды)	221826	BX100	для серии BF	\$400
Контейнер для термомата 13л, макс. 50°C (д/воды)	221827	BX100D	для серии BF	\$400
Контейнер для термомата 20л, макс. 50°C (д/воды)	221828	BX200	для серии BF	\$495

МЕШАЛКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ШЕЙКЕРЫ



Миксеры и шейкеры лабораторные

	PN	модель	Скорость, об/мин	Мах объем, л / t, °C	Вес, кг	Розничная цена
LT - миксер лабораторный	231346	LT-400A	100-300	емкость до 10 л	2,4	\$2 200
LT - миксер лабораторный	231347	LT-400B	15-600	емкость до 10 л	2,4	\$2 200
LT - миксер лабораторный	231348	LT-400C	25-1200	емкость до 10 л	2,4	\$2 200
LT - миксер лабораторный	231329	LT-500B	25-1200	емкость до 10 л	2,4	\$2 750
LR - миксер лабораторный высокопроизв	231089	LR-500A	34-340	емкость до 8 л	-	\$4 790
LR - миксер лабораторный высокопроизв	231090	LR-500B	100-1000	емкость до 8 л	-	\$4 790
MK - шейкер лабораторный	232024	MK-201D	20-200	-	19,0	\$7 450
MK - шейкер лабораторный	232044	MK-161	20-200	-	15,0	\$5 080
SA - шейкер лабораторный вертикальный	232017	SA-300	20-300	-	40,0	\$5 100
SA - шейкер лабораторный вертикальный	232018	SA-320	20-210	-	40,0	\$5 930
SA - шейкер лабораторный вертикальный	232010	SA-400	20-300	-	39,0	\$7 250
MD - магнитная мешалка лабораторная	231305	MD-300	100-1500	емкость до 3л	1,4	\$1 560
MD - магнитная мешалка лабораторная	231306	MD-500	70-1300	емкость до 5л	2,2	\$2 200
MD - магнитная мешалка лабораторная	231307	MD-800	50-1400	емкость до 10л	3,2	\$2 900
MG - магнитная мешалка лабораторная	231209	MG-120	100-1500	50-100 мл x 12 штук	4,0	\$4 060
MG - магнитная мешалка лабораторная	231310	MG-600	200-1550	50-2000 мл x 6 штук	7,5	\$3 930
MG - магнитная мешалка с подогревом	231206	MG-600H	300-1500	50-2000 мл x 6 штук /max t - 250°	14,0	\$6 800
MC - магнитная мешалка лабораторная	231207	MC-801	80-1800	емкость до 10л	3,6	\$2 580
MF - магнитная мешалка лабораторная	231220	MF-820	80-1500	емкость до 20л	3,8	\$3 040
MB - магнитная мешалка лабораторная	231224	MB-800	70-1200	емкость до 10 л	4,2	\$3 600
MH - магнитная мешалка с подогревом	231350	MH-520	150-1150	емкость до 5 л / max t - 325°C	3,1	\$3 160
MH - магнитная мешалка с подогревом	231340	MH-301	400-1500	емкость до 3 л / max t - 300°C	2,6	\$3 870
MH - магнитная мешалка с подогревом	231309	MH-800	100-1400	емкость до 10 л / max t - 210°C	6,7	\$5 200
Аксессуары и опции						
Сертификат заводской проверки	-	A	для всех моделей			\$120
Сертификат заводской калибровки	-	H	для всех моделей			\$1 200
У-образная подставка	231086	-	LT400/LT500			\$385
Штанга мешалки, 500 мм д.8 мм	231384	-	LT400/LT500			\$140
Адаптер для сброса давления мешалки, фторидная смола и нитриловый каучук, уровень вакуума: 6.7 Па (5	231380	-	LT400/LT500			\$400
Адаптер для сброса давления мешалки, фторидная смола и нитриловый каучук, уровень вакуума: 6.7 Па (5	231381	-	LT400/LT500			\$770
Дополнительная подставка для перемешивания: Макс. стакан 3 л, 2 шт., Стержень мешалки: ф8 мм, интервал стержня мешалки: 135 мм	231382	-	LT400/LT500			\$1 010
Крепежная опора для водяной бани, макс. толщина края контейнера: 35 мм, регулируемый угол мешалки: до 60°	231032	-	LT400/LT500			\$770
Вал мешалки, размер: 75 мм, Тип винта: M5	LR41AY0005	-	LT400/LT500			\$65
Вал мешалки, Размер: 60 мм, Тип винта: M5	LS18Z01650	-	LT400/LT500			\$60
Вал мешалки, размер: 40 мм, тип винта: M5	LR41AY0003	-	LT400/LT500			\$50
Вал мешалки, Размер: 45 мм, Тип винта: M5	LR41AY0006	-	LT400/LT500			\$75
Вал мешалки стекл, 60мм x 500мм, штанга: д8	231385	-	LT400/LT500			\$120
Двойной вал мешалки, размер 100 мм,тип винта: M5	LR41AY0009	-	LT400/LT500			\$60
Двойной вал мешалки, размер28 мм, тип винта: M5	LR41AY0008	-	LT400/LT500			\$60
Вал мешалки, размер 100 мм, тип винта: M5	LR41AY00114000	-	LT400/LT500			\$90



Вал мешалки, размер 60 мм, тип винта: M5	LR41AY00104000	-	LT400/LT500	\$65
Вал мешалки 2х-ступенч, размер60мм, штанга: 8мм	231386	-	LT400/LT500	\$65
У-образная подставка с штангой	231086	-	LR500A/LR500B	\$385
Вал мешалки, размер 800 мм д10 мм	LR41AY0002	-	LR500A/LR500B	\$140
Адаптер для сброса давления мешалки, фторидная смола и нитриловый каучук	231097	-	LR500A/LR500B	\$400
Адаптер для сброса давления мешалки, фторидная смола и нитриловый каучук	231098	-	LR500A/LR500B	\$770
Дополнительная подставка для мешалки: стакан макс. 3 л 2 шт. Штанга для перемешивания: ф8 мм	231096	-	LR500A/LR500B	\$1 010
Крепежная опора для водяной бани, макс. толщина края контейнера: 35 мм регулируемый угол мешалки	231032	-	LR500A/LR500B	\$770
Вал мешалки стекл, 60мм x500 мм, штанга д10мм	LR41AY0007	-	LR400/LR500	\$175
Вал мешалки 2хступен, 60 мм, штанга: ф10	LR41AY0012	-	LR400/LR500	\$65
Стойка встрях колб Эрленмейера, 100 мл x 20 шт.	232170	-	MK201D	\$1 190
Стойка встрях колб Эрленмейера, 200мл x 10шт	232171	-	MK201D	\$1 190
Стойка встрях колб Эрленмейера, 300 мл x 7 шт.	232172	-	MK201D	\$1 190
Стойка встрях колб Эрленмейера, 500мл x 4 шт.	232173	-	MK201D	\$1 190
Стойка встрях колб Эрленмейера, 1000 мл x 2 шт.	232174	-	MK201D	\$1 190
Стойка встрях колб Эрленмейера, наклон, 100мл 8шт	232175	-	MK201D	\$1 050
Стойка встрях колб Эрленмейера,наклон,200млх 4шт	232176	-	MK201D	\$1 050
Стойка встрях колб Эрленмейера,наклон,500млх 2шт	232177	-	MK201D	\$1 050
Стойка для встряхивания конической трубки	232178	-	MK201D	\$1 050
Стойка для встряхивания центробежной трубки	232179	-	MK201D	\$1 050
Стойка встрях SUS Spring Almighty Type A д/полиэтилен бутылки	232180	-	MK201D	\$1 210
Стойка для встряхивания для SUS Spring Almighty Type B Тип: для колбы Эрленмейера и пробирки	232181	-	MK201D	\$1 260
Стойка встрях с липким нескользящим листом	232182	-	MK201D	\$345
Двухслойная пружинная стойка для встряхивания, тип С для колбы Эрленмейера и пробирки	231398	-	MK201D	\$1 645
Платформа для установки типа наклона	232078	-	MK201D	\$1 050
Стадия фиксации зажима	232061	-	MK161	\$300
Зажим для колб Эрленмейера на 100 мл	232062	-	MK161	\$230
Зажим для колб Эрленмейера на 200 мл	232063	-	MK161	\$225
Зажим для колб Эрленмейера на 300 мл	232064	-	MK161	\$160
Зажим для колб Эрленмейера на 500 мл	232065	-	MK161	\$165
Зажим для колб Эрленмейера на 1000 мл	232066	-	MK161	\$140
Стойка встрях наклонных колб Эрленмейера, 100 мл	232067	-	MK161	\$300
Стойка встрях наклонных колб Эрленмейера, 200 мл	232068	-	MK161	\$300
Стойка встрях наклонных колб Эрленмейера, 300 мл	232069	-	MK161	\$300
Стойка встряхивания наклонной пробирки д. 12 мм.	232080	-	MK161	\$345
Стойка встрях наклонной пробирки д.16,5 мм.	232081	-	MK161	\$345
Стойка встрях наклонной пробирки д.18 мм.	232082	-	MK161	\$345
Стойка встрях наклон конич трубки, 15 мл, 12 шт.	232070	-	MK161	\$345
Стойка встрях наклонн центробеж пробирки 50мл д. 29мм	232083	-	MK161	\$345
Нескользящий лист, 290x250x30 мм	232084	-	MK161	\$90
Пружинная стойка для встряхивания, 290x250x66 мм	232050	-	MK161	\$460
Двухслойная пружин стойка встрях, 290x250x110 мм	232056	-	MK161	\$570
Держатель пробирки	232087	-	SA300/SA320/SA400	\$1 350
Держатель пробирки	232086	-	SA300/SA320	\$1 350
Держатель для делительной воронки, 2 л	232089	-	SA300/SA320/SA400	\$500
Держатель для делительной воронки, 100-1000 мл	232096	-	SA300/SA320/SA400	\$200
Держатель стойки для пробирок	232088	-	SA300/SA320	\$1 590
Нескользящий лист	232071	-	SA300/SA320	\$115
Держатель для колб Эрленмейера, 100-1000 мл	232097	-	SA300/SA320	\$690
Зажим для ногтей для колб Эрленмейера на 100 мл	232062	-	SA300/SA320	\$230
Зажим для ногтей для колб Эрленмейера на 200 мл	232063	-	SA300/SA320	\$225
Зажим для ногтей для колб Эрленмейера на 300 мл	232064	-	SA300/SA320	\$160
Зажим для ногтей для колб Эрленмейера на 500 мл	232065	-	SA300/SA320	\$165
Зажим для гвоздей для колб Эрленмейера на 1 л	232066	-	SA300/SA320	\$140
Стадия фиксации зажима	232095	-	SA300/SA320	\$770
Стойка встрях зажима колб Эрленмейера,100мл	232067	-	SA300/SA320	\$300
Стойка встрях зажима колб Эрленмейера, 200 мл	232068	-	SA300/SA320	\$300
Стойка встрях зажима колб Эрленмейера, 300 мл	232069	-	SA300/SA320	\$300
Стойка встрях наклонн пробирки д.12мм	232080	-	SA300/SA320	\$345
Стойка встрях наклонн пробирки д.16,5 мм.	232081	-	SA300/SA320	\$345

Стойка встрях наклонн пробирки д.18 мм.	232082	-	SA300/SA320	\$345
Двухслоин пружин стойка встрях, 1мм х320шт,Шаг 20мм	232079	-	SA300/SA320	\$1 370
Пружинная пластина мешалки	231394	-	MF820	\$1 690

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ



Насосы

	PN	модель	Производительность, л/мин	Ёмкость масла / Мощность / Предельное давление	Вес, кг	Розничная цена
PD - насос вакуумный масляный	242290	PD-53	50 / 60	650 мл / 0,67 Па	13,9	\$3 575
PD - насос вакуумный масляный	242223	PD-139	135 / 162	1000 мл / 0,67 Па	29	\$3 830
PD - насос вакуумный масляный	242224	PD-204	200 / 240	1100 мл / 0,67 Па	31	\$4 350
PQ - насос вакуумный масляный	242284	PQ-30	30 / 36	370 мл / 0,67 Па	9,3	\$3 340
PQ - насос вакуумный масляный	242222	PQ-100	100 / 120	1000 мл / 0,67 Па	22	\$4 020
PS - насос компактный вакуумный	242289	PS-23	20 / 24	230 мл / 9,3 Па	8,5	\$2 070
GLD - насос вакуумный масляный (ULVAC)	-	GLD-N137	165	1000 мл / 0,4 кВт / 6,7 Па	29	\$5 700
PX - насос вакуумный масляный	242296	PX-52	50 / 60	650 мл / 0,67 Па	14,1	\$4 800
PX - насос вакуумный масляный	242297	PX-137	135 / 162	1000 мл / 0,67 Па	25,4	\$5 640
PX - насос вакуумный масляный	242298	PX-202	200 / 240	1100 мл / 0,67 Па	26,6	\$6 800
N - насос вакуумный мембранный	255161	N-820G	9 / 20	-	8,8	\$4 840

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ



WG251



WA511

Системы очистки воды

	PN	модель	Производительность	Тип получаемой воды	Внешние габариты, мм	Вес, кг	Розничная цена
WG - Система высокой очистки воды I типа	253233	WG-206	1,5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	600x575x780	48 кг	\$8 660
WG - Система высокой очистки воды I типа	253152	WG-253	1,5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	600x660x780	55 кг	\$10 300
WG - Система высокой очистки воды I типа	253137	WG-511	5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	800x685x1510	130 кг	\$20 400
WG - Система высокой очистки воды I типа	253138	WG-711	10 л/час	Дистиллированная Деионизированная	870x685x1510	140 кг	\$28 800
WG - Система высокой очистки воды I типа	253153	WG-1001	5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	600x660x1650	105 кг	\$15 300
WGH - Система высокой очистки воды I типа	253150	WGH-202	1,5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	600x660x775	75 кг	\$16 500
WGS - Система высокой очистки воды I типа	253236	WGS-201	1,5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	350x570x845	54 кг	\$6 500
WA - Система высокой очистки воды I типа большой емкости	253114	WA-511	5 л/час	Дистиллированная Деионизированная	800x685x1510	130 кг	\$19 200
WA - Система высокой очистки воды I типа большой емкости	253115	WA-711	10 л/час	Дистиллированная Деионизированная	870x685x1510	140 кг	\$24 000
WA - Система высокой очистки воды I типа большой емкости	253116	WA-731	10 л/час	Дистиллированная Деионизированная	870x685x1510	140 кг	\$27 000
WS - Система высокой очистки воды III типа компактная	253061	WS-201	1,6 л/час	Дистиллированная	500x400x974	30 кг	\$5 480
WS - Система высокой очистки воды III типа компактная	253062	WS-221	1,6 л/час	Дистиллированная	500x400x974	30 кг	\$6 450
WE - Система высокой очистки воды I типа настольная	253682	WE-200	0,5-1 л/мин	Деионизированная	350x430x470	30 кг	\$8 500
WL - Система высокой очистки воды II типа	253627	WL-200	1 л/мин	Деионизированная	350x350x450	14 кг	\$5 010
WL - Система высокой очистки воды II типа	253628	WL-220	1 л/мин	Деионизированная	350x350x450	16 кг	\$5 200
WL - Система высокой очистки воды II типа	253629	WL-220T	1 л/мин	Деионизированная	350x350x450	17 кг	\$6 400
WL - Система высокой очистки воды II типа	253610	WL-100	2-5 л/мин	Деионизированная	Ø180x820	18 кг	\$3 100

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Машины посудомоечные лабораторные

	PN	модель	Диапазон регулирования t, °C	Внешние габариты, мм	Габариты внутренней камеры, мм	Вес, кг	Розничная цена
AW - Ультразвуковая мойка пипеток	291704	AW-31	-	390x400x844	Ø138x540	19,5 кг	\$7 400
AW - Машина посудомоечная лабораторная полуавтоматическая	291018	AW-47	комнатная температура ~ 60°C	420x450x570	450x490x875	43 кг	\$14 200
AW - Машина посудомоечная лабораторная двухкамерная	200000	AW-83Z	температура подачи воды ~ 80°C	600x630x1080	860x770x1795	220 кг	\$57 000

УСЛУГИ

Разработка методики аттестации для единицы / серии оборудования	за единицу / серию оборудования	Оборудование Yamato	по запросу
Проведение аттестации единицы оборудования с оформлением свидетельства *Командировочные и транспортные расходы рассчитываются отдельно	за единицу оборудования	Серии муфельных печей Yamato FO / FP	40 000 ₽
	за единицу оборудования	Паровые стерилизаторы (автоклавы) Yamato	40 000 ₽
	за единицу оборудования	Сушильные шкафы Yamato	40 000 ₽
	за единицу оборудования	Остальное оборудование Yamato	по запросу
Проведение IQ/OQ и оформление протоколов в соответствии с тех документацией (установка и ввод в эксплуатацию) *Командировочные и транспортные расходы рассчитываются отдельно	за единицу оборудования	Лиофильные сушилки, сублимационные сушилки, инкубаторы CO2	по запросу
	за единицу оборудования	Сушильные шкафы, инкубаторы (кроме инкубаторов CO2), муфельные печи, автоклавы, стерилизаторы, ротационные испарители, моечные	по запросу
	за единицу оборудования	Чиллеры, охладители, бани лабораторные, мешалки, шейкеры	по запросу
	за единицу оборудования	Оборудование по индивидуальному заказу	по запросу
Пуско-наладочные работы (без IQ/OQ/PQ) *Командировочные и транспортные расходы рассчитываются отдельно	за единицу оборудования	Лиофильные сушилки, сублимационные сушилки, инкубаторы CO2	90 000 ₽
	за единицу оборудования	Сушильные шкафы, инкубаторы (кроме инкубаторов CO2), муфельные печи, автоклавы, стерилизаторы, ротационные испарители, моечные лабораторные машины, оборудование для производства чистой воды	50 000 ₽
	за единицу оборудования	Чиллеры, охладители, бани лабораторные, мешалки, шейкеры	25 000 ₽
	за единицу оборудования	Оборудование по индивидуальному заказу	5% от стоимости оборудования